

---

# MEDICAL


PACKAGING & STERILIZATION

# SOLUTIONS



## CATÁLOGO DE PRODUCTOS

---



ÍNDICE

19. 22.  
PRODUCTOS DE  
DIAGNÓSTICO

Linternas exploración  
Esfigmomanómetros y recambios  
Fonendoscópios y recambios  
Termómetros infrarrojos sin contacto

PRODUCTOS  
MEDICOS

10. 13. 15. 18. 19. 20. 23. 24. 27.  
PRODUCTOS  
UN SOLO USO

Conectores atóxicos rectos  
Conectores en forma "T"  
Conectores en forma "Y"  
Conectores multimedia  
Pinzas de plástico disección  
Pinzas de plástico fórceps  
Pinzas de pean  
Pinzas de gasa  
Espéculos vaginales de stick  
Espéculos vaginales de cremallera  
Cánula citología auto-toma  
Protoscópio/Anoscopia  
Rectoscópio  
Tapones para sonda multimedia  
Bolsas de orina pediátricas  
Bolsa drenaje medidor orina  
Soportes para bolsas de orina  
Soportes dispensador guantes  
Tubos de penrose

11. 21.  
PRODUCTOS DE  
EMERGENCIA

Tubos de guedel  
Cintas torniquete smarch  
Cintas torniquete hebilla  
Mascarillas reanimación  
Mascarillas ventilación  
Resucitadores Manuales  
Recambios resucitadores

24. 26.  
PRODUCTOS DE  
DERMATOLOGÍA

Dermatomos manuales  
Hojas para dermatomo  
Rasuradoras desechables

16.  
PRODUCTOS PARA  
IDENTIFICACIÓN

Brazaletes identificación térmicos  
Brazaletes identificación pvc  
Brazaletes identificación láser / Inkjet  
Brazaletes identificación Tyveck / Poliart  
Impresoras para brazaletes

PRODUCTOS  
IDENTIFICACIÓN

Productos




REVE.280925

QUIROSA, S.A. 2000m³

# ÍNDICE GENERAL

PRODUCTOS UN SOLO USO	Ref.		
	10	<b>CONECTORES ATÓXICOS</b>	4-7
		CONECTORES RECTOS	5
		CONECTORES EN FORMA DE "T"	5
		CONECTORES EN FORMA DE "Y"	6
		CONECTORES RECTAS MULTIMEDIDA	7
	13	<b>PINZAS PLÁSTICO DISECCIÓN / FÓRCEPS</b>	12-13
		PINZAS PEAN	12
		PINZAS GASA	12
	15	<b>ESPÉCULOS VAGINALES</b>	14-15
PRODUCTOS IDENTIFICACIÓN		ESPECULOS VAGINALES STICK	14
		ESPECULOS VAGINALES CREMALLERA	15
	18	<b>CÁNULA DE AUTOTOMA</b> para detección del HPV	32-33
	19	<b>PROTOSCOPIOS ANOSCOPIO / RECTOSCOPIO</b>	36-37
	20	<b>TAPONES PARA SONDAS</b>	38-39
	23	<b>BOLSAS DE ORINA</b> PEDIÁTRICAS SIN VÁLVULA	58
	24	<b>BOLSA DRENAJE MEDIDOR ORINA</b>	72-73
	23	<b>SOPORTES PARA BOLSAS DE ORINA</b>	60
	23	<b>SOPORTE DISPENSADOR GANTES</b>	62
	27	<b>TUBOS DE DRENAJE PENROSE</b>	68
PRODUCTOS DE EMERGENCIA	16	<b>BRAZALETES IDENTIFICACIÓN</b>	16-23
		BRAZALETES IDENTIFICACIÓN PVC MED / LISO	16
		BRAZALETES IDENTIFICACIÓN TÉRMICOS	24
		BRAZALETES IDENTIFICACIÓN LÁSER/INKJET	28
		BRAZALETES IDENTIFICACIÓN TYVECK / POLIART	30
		IMPRESORAS PARA BRAZALETES	28
	11	<b>TUBOS DE GUEDEL</b>	8-11
	21	<b>CINTAS TORNIQUETE SMARCH</b>	40-41
		CINTAS TORNIQUETE HEBILLA	40
	21	<b>MASCARILLAS REANIMACIÓN</b>	42-45
PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO	21	<b>MASCARILLAS VENTILACIÓN</b>	46-49
	21	<b>RESUCITADORES MANUALES</b>	50-51
		RECAMBIOS RESUCITADORES	51
	19	<b>LINTERNAS DE EXPLORACIÓN</b>	34-35
	22	<b>ESFIGMOMANOMETROS</b>	52-55
		RECAMBIOS ESFIGMOMANOMETROS	54
	22	<b>FONENDOSCOPIOS</b>	56-57
		RECAMBIOS FONENDOSCOPIOS	57
	22	<b>TERMÓMETROS INFRARROJOS Y DIGITALES</b>	70-71
	24	<b>DERMATOMOS MANUALES</b>	64-65
PRODUCTOS DE DERMATOLOGÍA		HOJAS PARA DERMATOMO	64
	26	<b>RASURADORAS DESECHABLES</b>	66

# Conectores



REV.D.070222

1/4



STERILE EO

**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.



## REFERENCIAS

00100001  
00100002  
00100003  
00100004  
00100005  
00100006  
00100007  
00100008  
00100009  
00100013  
00100101  
00100102  
00100103  
00100104  
00100105  
00100106  
00100108

## Conectores rectos, en forma de "T" y "Y"

### Descripción:

Los Conectores Quirosa se emplean en tubos utilizados para drenaje y succión. Fabricados en material de polipropileno, pueden ser esterilizados por óxido de étileo ó rayos gamma.

- Color Blanco
- Color Translúcido

### Modelos:

Ref. x=0 Blanco  
Ref. x=1 Translúcido

#### RECTOS



#### EN FORMA DE T



**10.0x.07**  
EN FORMA DE "T"  
PEQUEÑO

**10.0x.08**  
EN FORMA DE "T"  
MEDIANO

**10.0x.08**  
EN FORMA DE "T"  
MINI

**10.0x.09**  
EN FORMA DE "T"  
GRANDE

#### EN FORMA DE Y



**10.0x.10**  
EN FORMA DE "Y"  
PEQUEÑO

**10.0x.11**  
EN FORMA DE "Y"  
MEDIANO

**10.0x.14**  
EN FORMA DE "Y"  
MINI

**10.0x.12**  
EN FORMA DE "Y"  
GRANDE

#### CONNECTORS



**10.00.19**  
CONECTOR  
MULTIMEDIDA  
"T"

**10.00.20**  
CONECTOR  
MULTIMEDIDA  
RECTO

**10.00.17**  
CONECTOR  
MULTIMEDIDA  
RECTO 4-8

PRODUCTOS  
UN SOLO USO




Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com



2/4


## Dimensiones y medidas:



### CONECTOR MODELO RECTO

ref. num.	descripción	tamaño	color	L1	L2	L3	D1	D2	D3	BOLSA
10.00.01	CONECTOR RECTO	PEQ.-PEQ.	○	48	20	4	3/3	5/5	7	100 u.
10.00.02	CONECTOR RECTO	PEQ.-MED.	○	52	20	4	3/5	5/7	7/11	100 u.
10.00.03	CONECTOR RECTO	MED.-MED.	○	56	24	4	5/5	7/7	11/11	100 u.
10.00.04	CONECTOR RECTO	MED.-GRAN.	○	54	23	4	5/7	7/10	11/13	100 u.
10.00.05	CONECTOR RECTO	GRAN.-GRAN.	○	54	23	4	7/7	10/10	13/13	100 u.
10.00.06	CONECTOR RECTO	GRAN.-PEQ.	○	51	23	4	7/3	10/5	13/7	100 u.
10.01.01	CONECTOR RECTO	PEQ.-PEQ.	●	48	20	4	3/3	5/5	7	100 u.
10.01.02	CONECTOR RECTO	PEQ.-MED.	●	52	20	4	3/5	5/7	7/11	100 u.
10.01.03	CONECTOR RECTO	MED.-MED.	●	56	24	4	5/5	7/7	11/11	100 u.
10.01.04	CONECTOR RECTO	MED.-GRAN.	●	54	23	4	5/8	7/10	11/13	100 u.
10.01.05	CONECTOR RECTO	GRAN.-GRAN.	●	54	23	4	8/8	10/10	13/13	100 u.
10.01.06	CONECTOR RECTO	GRAN.-PEQ.	●	51	23	4	3/8	5/10	6/13	100 u.

○ Color Blanco  
● Color Translúcido



### EN FORMA DE "T"

ref. num.	descripción	tamaño	color	L1	L2	L3	D1	D2	D3	BOLSA
10.00.13	FORMA DE "T"	MINI	○	34	14	4	3/3/3	4/4/4	4/4/4	100 u.
10.00.07	FORMA DE "T"	PEQUEÑO	○	34	12	4	4/4/4	6/6/6	7/7/7	100 u.
10.00.08	FORMA DE "T"	MEDIANA	○	52	15	4	7/7/7	9/9/9	10/10/10	100 u.
10.00.09	FORMA DE "T"	GRANDE	○	68	20	4	8/8/8	10/10/10	13/13/13	100 u.
10.01.08	FORMA DE "T"	MEDIANA	●	52	15	4	7/7/7	9/9/9	10/10/10	100 u.

○ Color Blanco  
● Color Translúcido

○ Color Blanco  
● Color Translúcido

\*: Todas las dimensiones son expresadas en milímetros




10.05.xx presentación en Estéril.  
10.06.xx presentación en Estéril.  
Envasadas en peel-pack.

L1= Largo total  
L2= Largo útil  
L3= Largo estrías  
Ø D1= Diámetro interno distal  
Ø D2= Diámetro externo  
Ø D3= Diámetro externo final

#### NOTA:

Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

## Conectores



REV.D.070222

3/4




STERILE EO

**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.



### REFERENCIAS

00100010	00100510
00100011	00100511
00100012	00100512
00100013	00100514
00100014	00100515
00100015	00100516
00100016	00100517
00100017	00100519
00100018	00100520
00100019	00100601
00100020	00100602
00100111	00100603
00100112	00100604
00100117	00100605
00100119	00100606
00100120	00100608
00100501	00100610
00100502	00100611
00100503	00100612
00100504	
00100505	
00100506	
00100507	
00100508	




### EN FORMA DE "Y"

ref. num.	descripción	tamaño	color	L1	L2	L3	D1	D2	D3	BOLSA
10.00.14	FORMA DE "Y"	MINI	○	26	14	4	3/3/3	4/4/4	4/4/4	100 u.
10.00.10	FORMA DE "Y"	PEQUEÑA	○	60	20	4	3.1/3.1/3.1	5.2/5.2/5.2	7/7/7	100 u.
10.00.11	FORMA DE "Y"	MEDIANA	○	65	20	4	7/7/7	9/9/9	10/10/10	100 u.
10.00.12	FORMA DE "Y"	GRANDE	○	73	24	4	8/8/8	10/10/10	13/13/13	100 u.
10.01.10	FORMA DE "Y"	PEQUEÑA	●	60	20	4	3.1/3.1/3.1	5.2/5.2/5.2	7/7/7	100 u.
10.01.11	FORMA DE "Y"	MEDIANA	●	65	20	4	7/7/7	9/9/9	10/10/10	100 u.
10.01.12	FORMA DE "Y"	GRANDE	●	73	24	4	8/8/8	10/10/10	13/13/13	100 u.

### CONECTOR MULTIMEDIDA

ref. num.	descripción	color	L1	L2	L3	D1	D2	D3	BOLSA
10.00.20	CONECTOR MULTIMEDIDA	●	105	37	6	6/6	7/7	14/14	100 u.
10.00.17	CONECTOR MULTIMEDIDA 4-8	●	89	19/51	6	3/6	3/8	9/9	100 u.
10.00.19	CONECTOR "T" MULTIMEDIDA	●	105	37	6	6/6/6	7/7/7	14/14/14	100 u.


- Color Blanco  
● Color Translúcido



### CONECTOR RECTO ESTÉRIL

ref. num.	descripción	tamaño	color	L1	L2	L3	D1	D2	D3	CAJITA
10.05.01	CONECTOR RECTO	PEQ.-PEQ.	○	48	20	4	3/3	5/5	7	225 u.
10.05.02	CONECTOR RECTO	PEQ.-MED.	○	52	20	4	3/5	5/7	7/11	225 u.
10.05.03	CONECTOR RECTO	MED.-MED.	○	56	24	4	5/5	7/7	11/11	225 u.
10.05.04	CONECTOR RECTO	MED.-GRAN.	○	54	23	4	5/7	7/10	11/13	225 u.
10.05.05	CONECTOR RECTO	GRAN.-GRAN.	○	54	23	4	7/7	10/10	13/13	225 u.
10.05.06	CONECTOR RECTO	GRAN.-PEQ.	○	51	23	4	7/3	10/5	13/7	225 u.
10.06.01	CONECTOR RECTO	PEQ.-PEQ.	●	48	20	4	3/3	5/5	7	225 u.
10.06.02	CONECTOR RECTO	PEQ.-MED.	●	52	20	4	3/5	5/7	7/11	225 u.
10.06.03	CONECTOR RECTO	MED.-MED.	●	56	24	4	5/5	7/7	11/11	225 u.
10.06.04	CONECTOR RECTO	MED.-GRAN.	●	54	23	4	5/7	7/10	11/13	225 u.
10.06.05	CONECTOR RECTO	GRAN.-GRAN.	●	54	23	4	7/7	10/10	13/13	225 u.
10.06.06	CONECTOR RECTO	GRAN.-PEQ.	●	51	23	4	7/3	10/5	13/7	225 u.



- Color Blanco  
● Color Translúcido



## FORMA DE "T" ESTÉRIL

ref. num.	descripción	tamaño	colour	L1	L2	L3	D1	D2	D3	CAJITA
10.05.13	FORMA DE "T"	MINI	○	34	14	4	3/3/3	4/4/4	4/4/4	120 u.
10.05.07	FORMA DE "T"	PEQUEÑO	○	34	12	4	4/4/4	6/6/6	7/7/7	120 u.
10.05.08	FORMA DE "T"	MEDIANA	○	52	15	4	7/7/7	9/9/9	10/10/10	120 u.
10.05.09	FORMA DE "T"	GRANDE	○	68	20	4	8/8/8	10/10/10	13/13/13	120 u.
10.06.08	FORMA DE "T"	MEDIANA	●	52	15	4	7/7/7	9/9/9	10/10/10	120 u.

- Color Blanco  
● Color Translúcido



## EN FORMA DE "Y" ESTÉRIL

ref. num.	descripción	tamaño	color	L1	L2	L3	D1	D2	D3	CAJITA
10.05.14	FORMA DE "Y"	MINI	○	26	14	4	3/3/3	4/4/4	4/4/4	120 u.
10.05.10	FORMA DE "Y"	PEQUEÑA	○	60	20	4	4/4/4	6/6/6	7/7/7	120 u.
10.05.11	FORMA DE "Y"	MEDIANA	○	65	20	4	7/7/7	9/9/9	10/10/10	120 u.
10.05.12	FORMA DE "Y"	GRANDE	○	73	24	4	8/8/8	10/10/10	13/13/13	120 u.
10.06.10	FORMA DE "Y"	PEQUEÑA	●	60	20	4	4/4/4	6/6/6	7/7/7	120 u.
10.06.11	FORMA DE "Y"	MEDIANA	●	65	20	4	7/7/7	9/9/9	10/10/10	120 u.
10.06.12	FORMA DE "Y"	GRANDE	●	73	24	4	8/8/8	10/10/10	13/13/13	120 u.

## CONECTOR MULTIMEDIDA ESTÉRIL

ref. num.	descripción	color	L1	L2	L3	D1	D2	D3	CAJITA
10.05.20	CONECTOR MULTIMEDIDA	●	105	37	6	6/6	7/7	14/14	300 u.
10.05.17	CONECTOR MULTIMEDIDA 4-8	●	89	19/51	6	3/6	3/8	9/9	300 u.
10.05.19	CONECTOR "T" MULTIMEDIDA	●	105	37	6	6/6/6	7/7/7	14/14/14	150 u.

## CONECTOR MULTIMEDIDA ENVASADA

ref. num.	descripción	color	L1	L2	L3	D1	D2	D3	CAJITA
10.01.20	CONECTOR MULTIMEDIDA	●	105	37	6	6/6	7/7	14/14	300 u.
10.01.17	CONECTOR MULTIMEDIDA 4-8	●	89	19/51	6	3/6	3/8	9/9	300 u.
10.01.19	CONECTOR "T" MULTIMEDIDA	●	105	37	6	6/6/6	7/7/7	14/14/14	150 u.

- Color Blanco  
● Color Translúcido

PRODUCTOS  
UN SOLO USO

**quirosa,s.a.**

Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com



4/4

- Color Blanco  
● Color Translúcido

\*: Todas las dimensiones son expresadas en milímetros




10.05.xx presentación en Estéril.  
10.06.xx presentación en Estéril.  
Envasadas en peel-pack.

L1= Largo total  
L2= Largo útil  
L3= Largo estrías  
Ø D1= Diámetro interno distal  
Ø D2= Diámetro externo  
Ø D3= Diámetro externo final

### NOTA:

Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

# Cánula de Guedel



REV.E.150724

1/4



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.



## REFERENCIAS

00110104  
00110105  
00110106  
00110107  
00110108  
00110109  
00110110  
00110111  
00110112  
00110404  
00110405  
00110406  
00110407  
00110408  
00110409  
00110410  
00110411  
00110412

## Opacos “Rígidos” y transparentes “blandos” - envasados

### Descripción:

El tubo de Guedel ó cánula de mayo es un dispositivo de material plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire. Se emplean para anestesia en general para mantener abiertas las vías orofaríngeas. Quirosa dispone de nueve medidas, el modelo opaco rígido fabricado en plástico PE-PP y el modelo transparente fabricado en plástico PVC+PP y blando con el fin de proteger los tejidos. No contienen Látex en su composición. Poseen un refuerzo en color de nylon para identificar y evitar su obstrucción, también lleva inscrito en número su longitud en centímetros. Colores según ISO 5364. Envasados individualmente en peelpack.

### Modelos:


## Opacos “Rígidos” y transparentes “blandos”



COLORES ISO5364







## Instrucciones de uso:

El primer paso consiste en elegir la de un tamaño adecuado, que debe coincidir con la distancia que haya entre la comisura bucal y el ángulo de la mandíbula. Para su colocación el facultativo debe realizar una hiperextensión cervical, abriendo la boca de la víctima con los dedos índice

y pulgar de la mano que no sujeta la cánula, y procediendo seguidamente a introducir ésta, rotada 180° con respecto a la que será su posición definitiva, es decir, la parte cóncava dirigida hacia el paladar, girándola progresivamente según se va introduciendo en la boca

hasta dejarla en su posición definitiva, evitando en todo momento desplazar la lengua hacia atrás. Una vez ubicada, el facultativo deberá comprobar su permeabilidad, realizando insuflaciones y comprobando si se desplaza el tórax de la víctima.

## PRODUCTOS DE EMERGENCIA



Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com



2/4



## Dimensiones y medidas: Modelo opaco pe+pp - envasado

ref. num.	descripción	long	num.	color ISO	boquilla	anchura*	cajita
11.01.04	CANULA DE GUEDEL	40 mm.	000*		25 mm.	12 mm.	48
11.01.05	CANULA DE GUEDEL	50 mm.	00*		44 mm.	13 mm.	96
11.01.06	CANULA DE GUEDEL	60 mm.	0*		30 mm.	15 mm.	96
11.01.07	CANULA DE GUEDEL	70 mm.	1*		38 mm.	17 mm.	96
11.01.08	CANULA DE GUEDEL	80 mm.	2*		40 mm.	18 mm.	96
11.01.09	CANULA DE GUEDEL	90 mm.	3*		41 mm.	20 mm.	96
11.01.10	CANULA DE GUEDEL	100 mm.	4*		42 mm.	22 mm.	96
11.01.11	CANULA DE GUEDEL	110 mm.	5*		42 mm.	23 mm.	96
11.01.12	CANULA DE GUEDEL	120 mm.	6*		44 mm.	24 mm.	96

\* La numeración es informativa y no contractual.


La longitud del Guedel se realiza desde la boquilla hasta el final del tubo en línea recta, la altura de la cánula.

## Dimensiones y medidas: Modelo transparente pvc+pp - envasado


ref. num.	descripción	long	num.	color ISO	boquilla	anchura*	cajita
11.04.04	CANULA DE GUEDEL PVC	40 mm.	000*		25 mm.	12 mm.	48
11.04.05	CANULA DE GUEDEL PVC	50 mm.	00*		44 mm.	13 mm.	96
11.04.06	CANULA DE GUEDEL PVC	60 mm.	0*		30 mm.	15 mm.	96
11.04.07	CANULA DE GUEDEL PVC	70 mm.	1*		38 mm.	17 mm.	96
11.04.08	CANULA DE GUEDEL PVC	80 mm.	2*		40 mm.	18 mm.	96
11.04.09	CANULA DE GUEDEL PVC	90 mm.	3*		41 mm.	20 mm.	96
11.04.10	CANULA DE GUEDEL PVC	100 mm.	4*		42 mm.	22 mm.	96
11.04.11	CANULA DE GUEDEL PVC	110 mm.	5*		42 mm.	23 mm.	96
11.04.12	CANULA DE GUEDEL PVC	120 mm.	6*		44 mm.	24 mm.	96

\* La numeración es informativa y no contractual.

La longitud del Guedel se realiza desde la boquilla hasta el final del tubo en línea recta, la altura de la cánula.



\*: anchura exterior boquilla



\*: anchura exterior boquilla

### NOTA:

Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

## Opacos “Rígidos” y transparentes “blandos” - envasados y estériles.

## Descripción:

El tubo de Guedel ó cánula de mayo es un dispositivo de material plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire. Se emplean para anestesia en general para mantener abiertas las vías orofaríngeas. Quirosa dispone de nueve medidas, el modelo opaco rígido fabricado en plástico PE-PP y el modelo transparente fabricado en plástico PVC+PP y blando con el fin de proteger los tejidos. No contienen Látex en su composición. Poseen un refuerzo en color de nylon para identificar y evitar su obstrucción, también lleva inscrito en número su longitud en centímetros. Colores según ISO 5364. Envasados individualmente en peelpack y esterilizados por óxido de etileno.

REV.E.150724

3/4



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.



## REFERENCIAS

00110504  
00110505  
00110506  
00110507  
00110508  
00110509  
00110510  
00110511  
00110512  
00110604  
00110605  
00110606  
00110607  
00110608  
00110609  
00110610  
00110611  
00110612  
00110207  
00110208  
00110209  
00110210  
00110211  
00110212

## Opacos “Rígidos” y transparentes “blandos” envasados y estériles.

## Dimensiones y medidas: Modelo opaco pe+pp - envasado y estéril

ref. num.	descripción	long	num.	color ISO	boquilla	anchura <sup>*</sup>	cajita
11.05.04	CANULA DE GUEDEL ESTÉRIL	40 mm.	000*		25 mm.	12 mm.	48
11.05.05	CANULA DE GUEDEL ESTÉRIL	50 mm.	00*		44 mm.	13 mm.	96
11.05.06	CANULA DE GUEDEL ESTÉRIL	60 mm.	0*		30 mm.	15 mm.	96
11.05.07	CANULA DE GUEDEL ESTÉRIL	70 mm.	1*		38 mm.	17 mm.	96
11.05.08	CANULA DE GUEDEL ESTÉRIL	80 mm.	2*		40 mm.	18 mm.	96
11.05.09	CANULA DE GUEDEL ESTÉRIL	90 mm.	3*		41 mm.	20 mm.	96
11.05.10	CANULA DE GUEDEL ESTÉRIL	100 mm.	4*		42 mm.	22 mm.	96
11.05.11	CANULA DE GUEDEL ESTÉRIL	110 mm.	5*		42 mm.	23 mm.	96
11.05.12	CANULA DE GUEDEL ESTÉRIL	120 mm.	6*		44 mm.	24 mm.	96

\* La numeración es informativa y no contractual.

La longitud del Guedel se realiza desde la boquilla hasta el final del tubo en línea recta, la altura de la cánula.

## Dimensiones y medidas: Modelo transparente pvc+pp - env. estéril

ref. num.	descripción	long	num.	color ISO	boquilla	anchura <sup>*</sup>	cajita
11.06.04	CANULA DE GUEDEL PVC ESTÉRIL	40 mm.	000*		25 mm.	12 mm.	48
11.06.05	CANULA DE GUEDEL PVC ESTÉRIL	50 mm.	00*		44 mm.	13 mm.	96
11.06.06	CANULA DE GUEDEL PVC ESTÉRIL	60 mm.	0*		30 mm.	15 mm.	96
11.06.07	CANULA DE GUEDEL PVC ESTÉRIL	70 mm.	1*		38 mm.	17 mm.	96
11.06.08	CANULA DE GUEDEL PVC ESTÉRIL	80 mm.	2*		40 mm.	18 mm.	96
11.06.09	CANULA DE GUEDEL PVC ESTÉRIL	90 mm.	3*		41 mm.	20 mm.	96
11.06.10	CANULA DE GUEDEL PVC ESTÉRIL	100 mm.	4*		42 mm.	22 mm.	96
11.06.11	CANULA DE GUEDEL PVC ESTÉRIL	110 mm.	5*		42 mm.	23 mm.	96
11.06.12	CANULA DE GUEDEL PVC ESTÉRIL	120 mm.	6*		44 mm.	24 mm.	96


\* La numeración es informativa y no contractual.

La longitud del Guedel se realiza desde la boquilla hasta el final del tubo en línea recta, la altura de la cánula.

## Modelo "BERMAN"

### Descripción:

El tubo de Guedel ó cánula de mayo es un dispositivo de material plástico que, introducido en la boca de la víctima, evita la caída de la lengua y la consiguiente obstrucción del paso del aire. Se emplean para anestesia en general para mantener abiertas las vías orofaríngeas. Quirosa dispone del modelo "Berman" que está diseñado con una forma anatómica para seguir la curvatura de la lengua y de las vías respiratorias. Dispone de dos estrias laterales comunicadas por cinco agujeros entre sí. El tubo de succión se puede colocar a lo largo del canal lateral de la vía aérea de Berman para su inserción. Minimiza el riesgo de oclusión de las vías respiratorias a través de sus canales duales con orificios. Viene en 6 longitudes disponibles que van desde 70mm hasta 120mm.



### Dimensiones y medidas: Modelo Berman

ref. num.	descripción	long	num.	color	anchura*	ud/bolsa
11.02.07	TUBO DE GUEDEL BERMAN	70 mm.	1	○	25 mm.	96
11.02.08	TUBO DE GUEDEL BERMAN	80 mm.	1,5	○	30 mm.	96
11.02.09	TUBO DE GUEDEL BERMAN	90 mm.	2	○	38 mm.	96
11.02.10	TUBO DE GUEDEL BERMAN	100 mm.	3	○	38 mm.	96
11.02.11	TUBO DE GUEDEL BERMAN	110 mm.	4	○	41 mm.	96
11.02.12	TUBO DE GUEDEL BERMAN	120 mm.	5	○	45 mm.	96

La longitud del Guedel se realiza desde la boquilla hasta el final del tubo en línea recta, la altura de la cánula.

PRODUCTOS DE  
EMERGENCIA

  
**quirosa,s.a.**

Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com



4/4



STERILE EO

**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.



\*mm.  
\* anchura exterior boquilla



\*mm.  
\* anchura exterior boquilla

**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

Nuestros valores


Instalaciones

Productos

Fabricación

Referencias

# Pinzas de plástico



REV.C.040423

1/2



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

  
**quirosa,s.a.**

## REFERENCIAS

00130201  
00130202  
00130203  
00130204  
00130205  
00130206  
00130207  
00130208  
00130301  
00130302  
00130303  
00130304  
00130305  
00130306  
00130307  
00130308

## FORCEPS, DISECCIÓN, PEAN “KOCHER”, PINZAS GASA

### Descripción:

Fabricadas en poliestireno cristal reforzado de fibra. De forma ergonómica quedan gran seguridad de agarre.



**Color azul modelo mini y verde modelo normal.** Las pinzas forcep disponen de un tope central y punta con estrías horizontales.



**Color verde.** Las pinzas disección disponen de una punta muy fina y de precisión.

### Índice tipológico:

PINZAS FÓRCEPS



**13.02.02**  
PINZA FORCEP  
MINI

**13.02.01**  
PINZA FORCEP  
NORMALIZADA

PINZA DISECCIÓN



**13.02.04**  
PINZA DISECCION  
P1012

PINZA PEAN


Tope central tipo cremallera,  
de 5 posiciones.



**13.02.03**  
PINZA PEAN “KOCHER”  
AZUL 110mm


**13.02.08**  
PINZA PEAN “KOCHER”  
VERDE 110mm

PINZA DE GASA



**13.02.05**  
PINZA DE PEAN LARGA  
130mm


Referencias y medidas:



L1=largo total  
L2=largo útil punta  
L3=altura

## PINZAS FÓRCEPS Y DISECCIÓN

ref. num.	description	tamaño	color	L1	L2	L3	BOLSA	CAJA
13.02.01	PINZA FÓRCEP	NORMAL	●125	13	10	100	2000	2000
13.02.02	PINZA FÓRCEP	MINI	●86	13	10	100	2000	2000
13.02.04	PINZA DISECCIÓN	NORMAL	●125	13	10	200	2000	2000
13.03.01	PINZA FÓRCEP ESTÉRIL	NORMAL	●125	13	10	300	3000	3000
13.03.02	PINZA FÓRCEP ESTÉRIL	MINI	●86	13	10	300	3000	3000
13.03.04	PINZA DISECCIÓN ESTÉRIL	NORMAL	●125	13	10	450	4500	4500



L1=largo total  
L2=largo útil puntal  
L3=altura  
Máxima apertura 90°

## PINZAS PEAN KOCHER Y PINZAS GASA

ref. num.	description	color	L1	L2	L3	BOLSA	CAJA
13.02.03	PINZA PEAN "KOCHER" AZUL	●110	25	78	100	1400	1400
13.02.08	PINZA PEAN "KOCHER" VERDE	●110	25	78	100	1400	1400
13.02.05	PINZA PEAN "KOCHER" LARGA	●130	50	85	100	1200	1200
13.02.06	PINZA DE GASA CORTA	●190	60	65	25	900	900
13.02.07	PINZA DE GASA LARGA	●240	80	70	25	700	700
13.03.03	PINZA PEAN "KOCHER" AZUL ESTÉRIL	●110	25	78	100	800	800
13.03.08	PINZA PEAN "KOCHER" VERDE ESTÉRIL	●110	25	78	100	800	800
13.03.05	PINZA PEAN "KOCHER" LARGA ESTÉRIL	●130	50	85	100	800	800
13.03.06	PINZA DE GASA CORTA ESTÉRIL	●190	60	65	100	400	400
13.03.07	PINZA DE GASA LARGA ESTÉRIL	●240	80	70	100	400	400

**Presentación:** A granel.

**Estériles:** envasados individualmente en peel-pack

Ref: 00130208  
GERUI MEDICAL PRODUCTS Co.LTD  
No 209 Gounan Rd.Huadu Ind.Z-Lijia Town-Wujin  
Changzhou - Jiangsu, China



PRODUCTOS  
UN SOLO USO

**quirosa,s.a.**

Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com



2/2



Nuestros valores

Instalaciones


Productos

Fabricación

Referencias

**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la  
venta para profesionales del ámbito sanitario y  
no al público en general.

# Espéculos vaginales



REV.C.090523

1/2



STERILE EO

**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

**QUIROSA, S.A.**

## REFERENCIAS

00150610  
00150611  
00150612  
00150613  
00150614  
00150810  
00150813  
00150814

## “MODELO STICK” - FRENCH TYPE

### Descripción:

Los espejos Vaginales son higiénicos y económicos. Al ser de un solo uso elimina el riesgo de infección, suprime la limpieza, el empaquetado y la reesterilización que hay que efectuar en el espéculo tradicional. Resistencia, aún siendo de un solo uso, ofrecen una máxima seguridad por su diseño y fabricación. No traumatiza: El espéculo tiene los cantos redondeados evitando así dañar los tejidos más delicados. El tacto caliente de la materia plástica ayuda a la paciente a relajarse. Silencioso, evitando con ello una posible ansiedad o sobresalto durante la exploración. Fabricado con un material ultratransparente que permite una excelente visibilidad total durante la exploración ginecológica. Inyectados y envasados en Sala Blanca.



Apertura Stick  
Abrir en la posición deseada  
y girar 90°

Mini, Pequeño, Normal-S, Normal, Grande

### Referencias y medidas:

ref. num.	description	tamaño	color	LARGO	ANCHO	MODALIDAD
<b>MINI (EXTRA-PEQUEÑO)</b>						
15.06.10	ESPECULO MINI	STICK	MINI	55mm	17mm	ENVASADO
<b>PEQUEÑO (VIRGINAL)</b>						
15.06.11	ESPECULO VIRGEN	STICK	PEQUEÑO	65mm	20mm	ENVASADO
<b>NORMAL</b>						
15.06.12	ESPECULO NORMAL-S	STICK	NORMAL-S	90mm	24mm	ENVASADO
15.06.13	ESPECULO NORMAL-S	STICK	NORMAL	90mm	26mm	ENVASADO
<b>GRANDE</b>						
15.06.14	ESPECULO GRANDE	STICK	GRANDE	95mm	30mm	ENVASADO

**Presentación:** Envasados individualmente en peel-pack y también estériles.

**Cajas de 50 unidades. Palet MINI,VIRGEN,NORMAL de 3600 unidades. Palet GRANDE de 3000 unidades.**



## “MODELO CREMALLERA-RACK”

### Descripción:

Los espejos Vaginales son higiénicos y económicos. Al ser de un solo uso elimina el riesgo de infección, suprime la limpieza, el empaquetado y la reesterilización que hay que efectuar en el espéculo tradicional. Resistencia, aún siendo de un solo uso, ofrecen una máxima seguridad por su diseño y fabricación. No traumatiza: El espéculo tiene los cantos redondeados evitando así dañar los tejidos más delicados. El tacto caliente de la materia plástica ayuda a la paciente a relajarse. Silencioso, evitando con ello una posible ansiedad o sobresalto durante la exploración. Fabricado con un material ultratransparente que permite una excelente visibilidad total durante la exploración ginecológica. Inyectados y envasados en Sala Blanca.



Mini, Normal, Grande

### Referencias y medidas:

ref. num.	description		tamaño	color	LARGO	ANCHO	MODALIDAD
<b>MINI (EXTRA-PEQUEÑO)</b>							
15.08.10	ESPECULO MINI	RACK	MINI	●	55mm	17mm	ENVASADO
<b>NORMAL</b>							
15.08.13	ESPECULO NORMAL	RACK	NORMAL	●	90mm	24mm	ENVASADO
<b>GRANDE</b>							
15.08.14	ESPECULO GRANDE	RACK	GRANDE	●	95mm	30mm	ENVASADO

**Presentación:** Envasados individualmente en peel-pack y también estériles.

**Cajas de 50 unidades. Palet MINI,NORMAL de 3600 unidades. Palet GRANDE de 3000 unidades.**

PRODUCTOS  
UN SOLO USO

  
**quirosa,s.a.**

Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com



2/4



#### NOTA:

Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

# Brazaletes PVC MED

hospitalario



REV.B190517

1/16



## BRAZALETES PVC MED

### Descripción:

Brazalete fabricado en plástico, material PVC suave. El cierre utilizado es de tipo botón, totalmente inviolable. El sistema de cierre utilizado forzando su apertura quedaría el cierre roto evitando su reeeutilización.

Modelos:

**Adulto, niño, bebé y madre e hijo.**

**Utilización:** en sectores diversos, mayoritariamente en la identificación de las personas, sectores hospitalarios.



### REFERENCIAS

001601xx  
001602xx  
001605xx  
001606xx  
001607xx  
001611xx  
XX=MODELO







Brazaletes pvc med

Modelo Adulto, Niño y bebé con bolsillo para insertar etiqueta.


Modelo Madre e Hijo misma numeración y con plaquita identificativa.




Adulto



Niño



Bebé



Madre e Hijo

## PRODUCTOS DE IDENTIFICACIÓN



Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

[www.quirosa.com](http://www.quirosa.com) ·  
[info@quirosa.com](mailto:info@quirosa.com)



2/16



## Brazaletes de pvc med



REV.C.310125

3/16



### REFERENCIAS

001601xx  
001602xx  
001605xx  
001606xx  
001607xx  
001611xx  
XX=MODELO

## BRAZALETES DE PVC MED

### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	tamaño	color	longitud	ETIQUETA	ENVASE
16.01.01	BRAZALETE ADULTO	CON BOLSILLO	○	250mm	65x20mm	250
16.01.02	BRAZALETE ADULTO	CON BOLSILLO	○	250mm	65x20mm	250
16.01.03	BRAZALETE ADULTO	CON BOLSILLO	●	250mm	65x20mm	250
16.01.04	BRAZALETE ADULTO	CON BOLSILLO	●	250mm	65x20mm	250
16.01.05	BRAZALETE ADULTO	CON BOLSILLO	●	250mm	65x20mm	250
16.01.06	BRAZALETE ADULTO	CON BOLSILLO	●	250mm	65x20mm	250
16.01.07	BRAZALETE ADULTO	CON BOLSILLO	●	250mm	65x20mm	250
16.01.08	BRAZALETE ADULTO	CON BOLSILLO	●	250mm	65x20mm	250
16.01.09	BRAZALETE ADULTO	CON BOLSILLO	●	250mm	65x20mm	250
16.01.10	BRAZALETE ADULTO	CON BOLSILLO	●	250mm	65x20mm	250
16.01.11	BRAZALETE ADULTO	CON BOLSILLO	●	250mm	65x20mm	250
16.01.12	BRAZALETE ADULTO	CON BOLSILLO	●	250mm	65x20mm	250
16.01.13	BRAZALETE ADULTO	CON BOLSILLO	●	250mm	65x20mm	250
16.01.14	BRAZALETE ADULTO	CON BOLSILLO	●	250mm	65x20mm	250
16.01.15	BRAZALETE ADULTO	CON BOLSILLO	●	250mm	65x20mm	250
16.01.16	BRAZALETE ADULTO	CON BOLSILLO	●	250mm	65x20mm	250
16.01.17	BRAZALETE ADULTO	CON BOLSILLO	●	250mm	65x20mm	250
16.02.01	BRAZALETE NIÑO	CON BOLSILLO	○	195mm	65x20mm	250
16.02.02	BRAZALETE NIÑO	CON BOLSILLO	○	195mm	65x20mm	250
16.02.03	BRAZALETE NIÑO	CON BOLSILLO	●	195mm	65x20mm	250
16.05.01	BRAZALETE MADRE Y 1xHIJO	-	○	250mm	65x20mm	250
16.06.01	BRAZALETE BEBÉ	CON BOLSILLO	○	230mm	45x24mm	250
16.07.01	BRAZALETE ADULTO	SIN BOLSILLO	○	250mm	-	250
16.07.02	BRAZALETE NIÑO	SIN BOLSILLO	○	195mm	-	250
16.07.05	BRAZALETE ADULTO	SIN BOLSILLO	●	250mm	-	250

#### Presentación:

Modelo con bolsillo en bolsas de 250 unidades. Incluyen etiquetas de cartón en el mismo envase.  
Cajas embalaje de 5000 unidades. (Consultar para otros colores y medidas)

### Etiqueta:

Fabricada en material poliart-plástico, se puede mojar.

Los modelos con bolsillo incorporan la siguiente etiqueta en el mismo envase, para rellenar y introducir dentro del bolsillo del brazalete con los datos del paciente.

**Medidas etiqueta: 65x20mm / Modelo bebé: 45x24mm.**

NOMBRE: .....	<b>DESCARRAR</b> Después de Insertar en el bolsillo
FECHA: ..... PLANTA: .....	
Nº HISTORIA: ..... GS: ..... SX: .....	

Etiqueta incluida en todos los modelos que disponen de bolsillo.  
Consultar otros idiomas.



Brazaletes pvc med

PRODUCTOS DE IDENTIFICACIÓN



Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·


[www.quirosa.com](http://www.quirosa.com) ·  
[info@quirosa.com](mailto:info@quirosa.com)



4/16



Brazaletes  
pvc- liso



REV.B190517

5/16



#### REFERENCIAS

001603xx  
xx=color



## BRAZALETES PVC LISO y LINEAL

### Descripción:

Brazalete fabricado en plástico, material PVC suave. El cierre utilizado es de tipo botón, totalmente inviolable. El sistema de cierre utilizado es totalmente inviolable, y forzando su apertura quedaría el cierre roto evitando su reeeutilización.

**Utilización:** en sectores diversos, mayoritariamente en la identificación de las personas, sectores lúdicos, hostelería, hospitalario, mecánico, textil, educación, etc..

### Modelos:

#### Lineal y Liso

Este modelo de brazalete en pvc se puede imprimir con logotipos, textos, nº de serie, códigos de barras o para escritura directa. Se utiliza un sistema de codificación por calor encima del propio brazal que impide su borrado con agua, alcoholes, disolventes, etc...

El área de impresión es de 70x20mm modelo liso y 70x10mm modelo lineal.



Modelo liso para impresión de logotipo.



Modelo lineal para impresión de logotipo.

## Brazalete PVC Modelo LISO

Modelo liso para impresión de logotipo.  
Anchura superior: 25mm. Inferior: 10mm.



### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	modelo	ud.bobina	largo	Med. Logo	UD./BOLSA
16.03.01	BRAZALETE ADULTO	LISO	○	250mm	70x20mm	250
16.03.02	BRAZALETE ADULTO	LISO	○	250mm	70x20mm	250
16.03.03	BRAZALETE ADULTO	LISO	●	250mm	70x20mm	250
16.03.04	BRAZALETE ADULTO	LISO	●	250mm	70x20mm	250
16.03.05	BRAZALETE ADULTO	LISO	●	250mm	70x20mm	250
16.03.06	BRAZALETE ADULTO	LISO	●	250mm	70x20mm	250
16.03.07	BRAZALETE ADULTO	LISO	●	250mm	70x20mm	250
16.03.08	BRAZALETE ADULTO	LISO	●	250mm	70x20mm	250
16.03.09	BRAZALETE ADULTO	LISO	●	250mm	70x20mm	250
16.03.10	BRAZALETE ADULTO	LISO	●	250mm	70x20mm	250
16.03.11	BRAZALETE ADULTO	LISO	●	250mm	70x20mm	250
16.03.12	BRAZALETE ADULTO	LISO	●	250mm	70x20mm	250
16.03.13	BRAZALETE ADULTO	LISO	○ ●	250mm	70x20mm	250
16.03.14	BRAZALETE ADULTO	LISO	●	250mm	70x20mm	250
16.03.15	BRAZALETE ADULTO	LISO	●	250mm	70x20mm	250
16.03.16	BRAZALETE ADULTO	LISO	●	250mm	70x20mm	250
16.03.17	BRAZALETE ADULTO	LISO	●	250mm	70x20mm	250
16.03.18	BRAZALETE ADULTO	LISO	●	250mm	70x20mm	250
16.03.19	BRAZALETE ADULTO	LISO	●	250mm	70x20mm	250
16.03.20	BRAZALETE ADULTO	LISO	●	250mm	70x20mm	250
16.03.21	BRAZALETE ADULTO	LISO	●	250mm	70x20mm	250
16.03.22	BRAZALETE ADULTO	LISO	●	250mm	70x20mm	250

#### Impresión:

Se puede imprimir a 1 tinta



#### Cantidad mínima de impresión:

100 unidades.

#### Presentación:

En bolsas de 250 unidades. Caja embalaje 5000 unidades.

### PRODUCTOS DE IDENTIFICACIÓN



Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com



6/16



Modelo lineal



Modelo sin bolsillo

Brazaletes  
pvc - lineal



REV.B190517

7/16



 quirosa, s.a.

## REFERENCIAS

001604xx  
XX=color

## Brazalete PVC Modelo LINEAL

Modelo lineal para impresión de logotipo.  
Anchura superior: 10mm. Inferior: 10mm.



## Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	modelo	ud.bobina	largo	IMP.LOGO	UD./BOLSA
16.04.01	BRAZALETE ADULTO	LINEAL	○	340mm	70x10mm	250
16.04.02	BRAZALETE ADULTO	LINEAL	○	340mm	70x10mm	250
16.04.03	BRAZALETE ADULTO	LINEAL	●	340mm	70x10mm	250
16.04.04	BRAZALETE ADULTO	LINEAL	●	340mm	70x10mm	250
16.04.05	BRAZALETE ADULTO	LINEAL	●	340mm	70x10mm	250
16.04.06	BRAZALETE ADULTO	LINEAL	●	340mm	70x10mm	250
16.04.07	BRAZALETE ADULTO	LINEAL	●	340mm	70x10mm	250
16.04.08	BRAZALETE ADULTO	LINEAL	●	340mm	70x10mm	250
16.04.09	BRAZALETE ADULTO	LINEAL	●	340mm	70x10mm	250
16.04.10	BRAZALETE ADULTO	LINEAL	●	340mm	70x10mm	250
16.04.11	BRAZALETE ADULTO	LINEAL	●	340mm	70x10mm	250
16.04.12	BRAZALETE ADULTO	LINEAL	●	340mm	70x10mm	250
16.04.13	BRAZALETE ADULTO	LINEAL	○ ●	340mm	70x10mm	250
16.04.14	BRAZALETE ADULTO	LINEAL	●	340mm	70x10mm	250
16.04.15	BRAZALETE ADULTO	LINEAL	●	340mm	70x10mm	250
16.04.16	BRAZALETE ADULTO	LINEAL	●	340mm	70x10mm	250
16.04.17	BRAZALETE ADULTO	LINEAL	●	340mm	70x10mm	250
16.04.18	BRAZALETE ADULTO	LINEAL	●	340mm	70x10mm	250
16.04.19	BRAZALETE ADULTO	LINEAL	●	340mm	70x10mm	250
16.04.20	BRAZALETE ADULTO	LINEAL	●	340mm	70x10mm	250
16.04.21	BRAZALETE ADULTO	LINEAL	●	340mm	70x10mm	250
16.04.32	BRAZALETE ADULTO	LINEAL	●	340mm	70x10mm	250

### Impresión:

Se puede imprimir a 1 tinta



NEGRO



BLANCO



ROJO



VERDE



AMARILLO



AZUL



PLATEADO



DORADO

### Cantidad mínima de impresión:

100 unidades.

### Presentación:

En bolsas de 250 unidades. Caja embalaje 5000 unidades.





Brazaletes pvc lineal

## PRODUCTOS DE IDENTIFICACIÓN



Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

[www.quirosa.com](http://www.quirosa.com) ·  
[info@quirosa.com](mailto:info@quirosa.com)



8/16



Modelo lineal



Modelo sin bolsillo

## Brazaletes térmicos



REV.B190517

9/16



### REFERENCIAS

00160801  
00160811  
00160814  
00160815  
00160816  
00160817  
00160851  
00160852

## BRAZELETES TÉRMICOS: IMPRESIÓN TÉRMICA-DIRECTA

### Descripción:

Brazalete fabricado en material plástico-sintético y cierre utilizado es de adhesivo totalmente inviolable. El sistema de cierre utilizado es totalmente inviolable, y forzando su apertura quedaría la tira rota evitando su reutilización.

### Modelos:

**Térmico SIMPLE**

**Térmico LITE**

**Térmico MED**



AUTO  
IMPRESIÓN



SIN  
CONSUMIBLES



SUMINISTRO  
EN BOBINAS

Brazalete-pulsera identificativa para el sector sanitario, sectores lúdicos y ocio. Se puede imprimir toda la tira con textos, logotipos, números, códigos de barras. Se utiliza un sistema de codificación térmica directamente al propio brazal mediante impresoras térmicas. El modelo LITE y MED impide su borrado con agua, alcoholes, disolventes, etc...

Se presentan en bobinas para ubicar en el interior de la mayoría de impresoras térmicas del mercado.

### Modelo térmico SIMPLE

**Medidas:** Adulto 25x241mm



16.08.01



16.08.51  
Térmica

### Modelo térmico LITE

**Medidas:** Adulto 25x280mm



16.08.11



16.08.14



16.08.15



16.08.16



16.08.17

16.08.11



16.08.14



16.08.15



16.08.16



16.08.17





## Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	modelo	ud.bobina	longitud	UD.BOBINA	UD./CAJA
16.08.01	BRAZALETE TÉRMICO	SIMPLE	○	25x241mm	250	6000
16.08.11	BRAZALETE TÉRMICO	LITE	○	25x280mm	250	1000
16.08.14	BRAZALETE TÉRMICO	LITE	●	25x280mm	250	1000
16.08.15	BRAZALETE TÉRMICO	LITE	●	25x280mm	250	1000
16.08.16	BRAZALETE TÉRMICO	LITE	●	25x280mm	250	1000
16.08.17	BRAZALETE TÉRMICO	LITE	●	25x280mm	250	1000

### Presentación:

Brazaletes térmicos en bobinas para insertar en el interior de las impresoras con impresión térmica.  
Diámetro máximo bobina: 120mm

## PRODUCTOS DE IDENTIFICACIÓN



Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com



10/16



## Modelo poliart transfusión

Brazalete fabricado en material plástico-sintético y cierre utilizado es de adhesivo totalmente inviolable. Dispone de siete etiquetas para expedientes. Apta para impresión térmica. El sistema de cierre utilizado es totalmente inviolable, y forzando su apertura quedaría la tira rota evitando su reutilización.

**Medidas:** Adulto 28x410mm



16.10.51 BRAZALETE POLIART 28x410mm + 7 etiquetas


## Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	anchura	tipo	color tira	largo x ancho	UD. BOBINA
16.10.51	BRAZALETE POLIART 28x410mm	28mm	ADULTO/NIÑO	BLANCO/ROJO	410x28mm	250
16.10.52	BRAZALETE POLIART 28x410mm RF	28mm	ADULTO/NIÑO	BLANCO/ROJO	410x28mm	250

### Presentación:

En bobinas de 250 unidades para ubicar en exterior de impresora térmica  
Para el modelo RFID consultar tipo de Inlay y cantidad mínima.  
Caja embalaje: 5000 unidades.

## Brazaletes términos



REV.C.231023

11/16



### REFERENCIAS

00160850  
00160851  
00160852  
00160853  
00160855

## Impresoras para brazaletes térmicos



16.08.50  
Térmica



16.08.51  
Térmica



16.08.52  
Térmica



16.08.55  
Térmica ó Ribbon

### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	modelo	ancho cabezal	interface
16.08.50	IMPRESORA TERMICA TSC TDP-225	TSC TDP-225	54mm	USB
16.08.51	IMPRESORA TÉRMICA LP2824	LP2824	54mm	SERIE/USB/PARALEL
16.08.52	IMPRESORA TÉRMICA DIRECTA	LP2844	104mm	SERIE/USB/PARALEL
16.08.53	IMPRESORA TERMICA TSC TDP-225e	TSC TDP-225e	54mm	USB/ETHERNET
16.08.55	IMPRESORA TÉRMICA DIRECTA/RIBBON	TSC TTP-245+	104mm	USB

**Presentación:** Por unidades con manual y software de etiquetas.



Brazaletes térmicos

## PRODUCTOS DE IDENTIFICACIÓN



Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·


[www.quirosa.com](http://www.quirosa.com) ·  
[info@quirosa.com](mailto:info@quirosa.com)



12/16



Brazaletes de  
láser / inkjet



REV.B190517

13/16



## REFERENCIAS

00160861  
00160862  
00160863  
00160864  
00160871  
00160872  
00160873  
00160874  
00160875  
00160876


## BRAZALETES LÁSER

“PARA IMPRIMIR EN IMPRESORAS LÁSER/INKJET”

10 brazaletes en una página tipo DIN A4

### Descripción:

Brazalete fabricado en material papel-sintético con cierre adhesivo totalmente inviolable. El sistema de cierre utilizado es totalmente inviolable, y forzando su apertura quedaría la tira rota evitando su reutilización. Se presentan **10 unidades de brazaletes en una página tipo DINA4** para imprimir en la misma copia todos los brazaletes con textos, códigos de barra, seriados, etc...



### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	anchura	tipo	color tira	largo x ancho	UD. HOJAS.
16.08.61	BRAZALETE LASER	19mm	ADULTO	BLANCO	254x19mm	10
16.08.62	BRAZALETE LASER	25mm	ADULTO	BLANCO	254x25mm	10
16.08.63	BRAZALETE INKJET	19mm	ADULTO	BLANCO	254x19mm	10
16.08.64	BRAZALETE INKJET	25mm	ADULTO	BLANCO	254x25mm	10

### Presentación:

En páginas tipo DINA4 para insertar en la bandeja de las impresoras láser/\*Inject.  
Página con 10 brazaletes. Paquetes de venta de 10 hojas (100 brazaletes).



Modelo láser / inkjet



Impresión en colores

## BRAZALETES LÁSER

“PARA IMPRIMIR EN IMPRESORAS LÁSER”

Tamaño DIN A4

### Descripción:

Brazalete fabricado en material papel-sintetico con cierre adhesivo totalmente inviolable. El sistema de cierre utilizado es totalmente inviolable, y forzando su apertura quedaría la tira rota evitando su reutilización. Se presenta en una **página DINA4 conjuntamente con 16 etiquetas adhesivas** para imprimir en la misma copia textos, códigos de barra, seriados, etc... y utilizarlos para distintos documentos/objetos del paciente.



○ 16.08.71 ADULTO  
BLANCO



● 16.08.72 ADULTO  
ROJO



○ 16.08.73 NIÑO  
BLANCO



● 16.08.74 NIÑO  
ROJO



○ 16.08.75 BEBÉ  
BLANCO



● 16.08.76 BEBÉ  
ROJO

### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	modelo	tipo	color tira	TAMAÑO	HOJAS PAQ.
16.08.71	BRAZALETE LASER	MED	ADULTO	○	283x28mm	100
16.08.72	BRAZALETE LASER	MED	ADULTO	●	283x28mm	100
16.08.73	BRAZALETE LASER	MED	NIÑO	○	215x25mm	100
16.08.74	BRAZALETE LASER	MED	NIÑO	●	215x25mm	100
16.08.75	BRAZALETE LASERx2	MED	BEBÉ	○	150x12mm	100
16.08.76	BRAZALETE LASERx2	MED	BEBÉ	●	150x12mm	100

#### Presentación:

En página DINA4 para insertar en la bandeja de las impresoras láser.  
Paquetes de 100 hojas.

PRODUCTOS DE  
IDENTIFICACIÓN



Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com




14/16



Presentación en DIN-A4

## Brazaletes tyvek y poliart



REV.C.150524

15/16



### REFERENCIAS

001609xx

XX=MODELO

## BRAZALETES TYVEK

“Impresión personalizada”

Fabricación: 2-3 días

### Descripción:

Pulseras de identificación de Tyvek fabricadas con material irrompible y resistente al agua. Pulsera hipoalergénica de uso único. Pulsera de identificación que tiene un cierre adhesivo de uso único con un corte especial inviolable que se desgarrar cuando se quita la pulsera. Interior de la pulsera de color blanco. Numeración de las pulseras preimpresa aleatoria de serie. Posibilidad de escribir con un simple bolígrafo en la pulsera. **Pulsera y tintas impresión libre de látex y libre de *Phtahalates*.**

**Utilización:** Esta pulsera de identificación es ideal para un control diario...



### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	anchura	color tira	largo x ancho	HOJAS PAQ.	EMBALAJE
16.09.01	BRAZALETE TYVEK	25mm	○	254x25mm	100	1000
16.09.04	BRAZALETE TYVEK	25mm	●	254x25mm	100	1000
16.09.05	BRAZALETE TYVEK	25mm	●	254x25mm	100	1000
16.09.06	BRAZALETE TYVEK	25mm	●	254x25mm	100	1000
16.09.07	BRAZALETE TYVEK	25mm	●	254x25mm	100	1000
16.09.09	BRAZALETE TYVEK	25mm	●	254x25mm	100	1000
16.09.10	BRAZALETE TYVEK	25mm	●	254x25mm	100	1000
16.09.12	BRAZALETE TYVEK	25mm	●	254x25mm	100	1000
16.09.13	BRAZALETE TYVEK	25mm	●	254x25mm	100	1000
16.09.19	BRAZALETE TYVEK	25mm	●	254x25mm	100	1000
16.09.20	BRAZALETE TYVEK	25mm	●	254x25mm	100	1000
16.09.21	BRAZALETE TYVEK	25mm	●	254x25mm	100	1000
16.09.51	BRAZALETE TYVEK	19mm	○	254x25mm	100	1000
16.09.54	BRAZALETE TYVEK	19mm	●	254x19mm	100	1000
16.09.55	BRAZALETE TYVEK	19mm	●	254x19mm	100	1000
16.09.56	BRAZALETE TYVEK	19mm	●	254x19mm	100	1000
16.09.57	BRAZALETE TYVEK	19mm	●	254x19mm	100	1000
16.09.59	BRAZALETE TYVEK	19mm	●	254x19mm	100	1000
16.09.60	BRAZALETE TYVEK	19mm	●	254x19mm	100	1000
16.09.62	BRAZALETE TYVEK	19mm	●	254x19mm	100	1000
16.09.63	BRAZALETE TYVEK	19mm	●	254x19mm	100	1000
16.09.69	BRAZALETE TYVEK	19mm	●	254x19mm	100	1000
16.09.70	BRAZALETE TYVEK	19mm	●	254x19mm	100	1000
16.09.71	BRAZALETE TYVEK	19mm	●	254x19mm	100	1000

#### Impresión:

Se puede imprimir a 1 tinta



NEGRO



BLANCO



ROJO



VERDE



AMARILLO



AZUL



ROSA



NARANJA

#### Cantidad mínima de impresión:

100 unidades.

#### Presentación:

En paquetes de 100 unidades. Cajas de 1000 unidades x color.





Brazaletes tyvek

## PRODUCTOS DE IDENTIFICACIÓN



Pol. Ind. Santa M<sup>a</sup> Artés ·  
C/ Sant Antoni M<sup>a</sup> Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

[www.quirosa.com](http://www.quirosa.com) ·  
[info@quirosa.com](mailto:info@quirosa.com)




16/16



# Cánula de autotoma

para detección del HPV



REV.A150218

1/2



STERILE EO



## REFERENCIAS

00180101  
00180101\_E  
00180102  
00180102\_E

## “IUNETEST”

### Descripción:

IUNETEST es un dispositivo médico para recoger células del cuello uterino. Se emplea a modo de tampón vaginal y una vez obtenida la muestra, esta se remite a un laboratorio de análisis. Allí se realizará un test de detección de ADN del VPH y se informará a la mujer si es portadora o no del virus del papiloma humano. Ser portadora no indica que tengas una lesión pero sí la necesidad de ser tratada por un profesional ginecólogo.

### PRINCIPALES MOTIVOS DE USO

La técnica de análisis de detección del VPH (PCR) utilizada sobre la muestra obtenida por el dispositivo IUNE es más eficaz que la citología, además el dispositivo IUNE recoge una muestra muy representativa. IUNE es la mejor alternativa para aquellas mujeres que se sienten incómodas durante el procedimiento para la toma citológica o que no tienen tiempo para ir a su consulta. Utilizar IUNE es sencillo, cómodo y eficaz.

Ventajas de IUNE frente a la toma tradicional para la citología para la prevención del VPH

- Evita las molestias producidas por la introducción del espéculo vaginal durante la exploración ginecológica.
- Es mucho más cómodo, puedes realizar la prueba en tu propia casa, cuando quieras.
- No hay que perder tiempo en visitas médicas.
- La prueba de detección de ADN del HPV es más eficaz que la citología convencional en la detección del VPH.
- Será recomendable que acudas al ginecólogo o médico si la prueba es positiva
- El test de VPH realizado sobre la muestra obtenida con IUNE tiene una sensibilidad entorno al 90%, por lo que es un procedimiento ideal para llevar a cabo prevención del VPH y por lo tanto, de cáncer de cuello uterino..



00180101\_E  
CANULA IUNE HPV TEST CON ESTUCHE





PRODUCTOS  
UN SOLO USO

  
**quirosa,s.a.**

Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com



2/2

**IUNE es un dispositivo médico para recoger células del cuello uterino.** Se emplea a como un tampón vaginal y una vez utilizado se remite a un laboratorio de análisis  
En nuestra página [www.iunehpv.com](http://www.iunehpv.com) también dispone de videos e instrucciones de su funcionamiento.

## Instrucciones de uso:



1. Higiene: Lavarse las manos con agua y jabón neutro. Retire el envoltorio protector del dispositivo y compruebe que el dispositivo está íntegro y que no tiene ninguna rotura o defecto. El dispositivo de plástico está formado por dos tubos, uno dentro de otro.



2. Inserción en la vagina: Introducir por el extremo opuesto al mango con forma de flor, como si se tratase de un tampón vaginal, sujetando con una mano por su extremo posterior y con la otra mano para ayudarse en la maniobra.



3. Deslizamiento:  
Una vez introducido en la vagina, mediante una ligera presión, empujar el émbolo hacia el interior de su cuerpo. De esta manera el dedal queda en contacto con el cuello uterino.



4. Recolección:  
Realizar 2 o 3 giros sujetando el dispositivo con una sola mano por la parte que queda en el exterior de la vagina. Las células del cuello uterino quedaran adheridas a la superficie del dedal recolector. Una vez hecho esto ya se puede retirar el producto de la vagina.



5. Protección del dedal recolector:  
Tapar el dedal recolector del dispositivo por el extremo con el tapón adjunto, preservando de esa manera las células recogidas.



6. Identificar dispositivo: Utilizar la etiqueta larga tipo "A" para identificar el dispositivo envolviendo la parte final del émbolo como se muestra en la imagen.



7. Identificar la bolsa:  
Pegar la etiqueta tipo "C" en el exterior de la bolsa transparente adjunta. Introducir el dispositivo en su interior y cerrarla despegando el adhesivo de la solapa.

### ANÁLISIS EN LABORATORIO

Entregar la muestra al laboratorio para realizar su análisis VPH y posterior informe.



Dedal con estrías para una óptima recolección de células.




## Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	L1	L2	L3	Ø D1	Ø D2	caja
18.01.01	CANULA IUNETEST HPV ESTERIL	150mm	105mm	18mm	12mm	17mm	100
18.01.02	CANULA IUNETEST HPV	150mm	105mm	18mm	12mm	17mm	100
18.01.01_E	CANULA IUNETEST HPV ESTUCHE ESTERIL	150mm	105mm	18mm	12mm	17mm	25
18.01.02_E	CANULA IUNETEST HPV ESTUCHE	150mm	105mm	18mm	12mm	17mm	25

### Presentación:

Envasados individualmente en peel-pack.  
En cajas de 25/100 unidades según modelo.

# Linternas de exploración



REV.C.230119

1/2



## LINTERNA DE EXPLORACIÓN tipo bolígrafo

### Descripción:

Linterna de exploración de aluminio anodizado. Incluye dos pilas R-03 (AAA). Se enciende por el pulsador, dispone de clip de sujeción. Color: Blanco. El modelo con bombilla regular "BULB" es apta para inspección ocular. El modelo "KRIPTON" es para exploración en bombilla de led.

Color linterna

Color Clip



BLANCO



NEGRO

**Apta para usar en cabezales de diagnóstico:** otoscopios, proctoscopios  
(Para uso médico y hospitalario). Recomendada para usar en nuestros protoscopios.

Linterna de exploración ref.: 00190009, 00190010



### REFERENCIAS

00190009  
00190010  
00190030



PRODUCTOS DE  
DIAGNÓSTICO

  
**quirosa,s.a.**

Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com



2/2



Envasado en blister dispensador.  
Incluye pilas. 2x R-03 (AAA)

## LINTERNA PARA ESPÉCULOS/PROCTOSCOPIOS

00190030

## Descripción:

Mini linterna led para acoplar mediante clip a cualquier espéculo vaginal o proctoscopio translucido y desechable.

Recomendada para usar en nuestros espéculos vaginales y gama de proctoscopios sin adaptador de luz.



Clip para sujetar  
la linterna.



## Referencias y medidas:



L1=largo total  
L2=diámetro

## LINTERNAS DE EXPLORACIÓN


ref. num.	descripción	LUMENS	LONGITUD (L1)	color	DIÁMETRO (L2)
19.00.09	LINTERNA DE EXPLORACIÓN BULB (normal)	2900k	140 mm.	○	Ø 12 mm.
19.00.10	LINTERNA DE EXPLORACIÓN KRIPON (led)	6600k	140 mm.	○	Ø 12 mm.
19.00.30	LINTERNA MINI ESPECULO/PROCTOSCOPIO		48 mm.	●	Ø 9 mm.

## Presentación:

Ref. 00190009 Envasados individualmente en blister. Cajas de 50 unidades.  
Ref. 00190010 Envasados individualmente en blister. Cajas de 50 unidades.  
Ref. 00190030 Envasada individualmente en peel-pack. Por unidades.

# Protoscopios

## y RECTOSCOPIO



REV.C.170723

1/2



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.



### REFERENCIAS

00190001  
00190003  
00190004  
00190005  
00190007  
00190012  
00190013  
00190015  
00190016  
00190017  
00190018  
00190019  
00190020  
00190021  
00190022

### PROTOSCOPIOS CON ADAPTADOR DE LUZ

#### Descripción:

Proctoscopios de un solo uso y excelente diseño para uso general. Fabricados en material plástico ultratransparente para facilitar su visión. Disponemos un modelo sencillo mediano y modelos pequeño, mediano y grande preparados para adaptar un sistema de luz fría de las marcas Naunton, Morgan Stortz, Heine, Welch Allun, Olympus, etc..

#### Modelos sin luz:

#### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	tamaño	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	ØD1	ØD2	color
19.00.01	PROTOSCOPIO	MEDIANO	155	70	90	20	22	-

#### Presentación:

Envasados individualmente en peel-pack.  
Cajas de 25 unidades.



00190007  
RECTOSCOPIO

#### Modelos con adaptador de luz:



00190003

00190004

00190005

00190001

#### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	tamaño	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	ØD1	ØD2	color
19.00.03	PROTOSCOPIO CON ADAPTADOR	PEQUEÑO	104	40	70	12	15	●
19.00.04	PROTOSCOPIO CON ADAPTADOR	MEDIANO	155	70	90	20	22	●
19.00.05	PROTOSCOPIO CON ADAPTADOR	GRANDE	155	70	90	22	24	●
19.00.07	RECTOSCOPIO 25 cm WP c/A Luz	STANDARD	250	250	--	22	24	●

#### Presentación:

Envasados individualmente en peel-pack  
Proctoscopios en cajas de 12 unidades. Rectoscopios en cajas de 25 unidades.

PRODUCTOS  
UN SOLO USO


**quirosa,s.a.**

Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com




2/2



L1=largo total  
L2=largo útil externo  
L3=largo mango  
Ø D1=diámetro exterior embudo  
Ø D2=diámetro exterior proc-  
toscopio

Adaptadores:



00190012



00190013



00190018



00190019



00190020

#### NOTA:

Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

## Modelos con luz integrada:



00190015

00190016

00190017

## Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	tamaño	L1 (mm)	L2 (mm)	L3(mm)	ØD1	ØD2	color
19.00.15	PROTOSCOPIO CON LUZ	PEQUEÑO	104	40	70	12	15	●
19.00.16	PROTOSCOPIO CON LUZ	MEDIANO	155	70	90	20	22	●
19.00.17	PROTOSCOPIO CON LUZ	GRANDE	155	70	90	22	24	●

#### Presentación:

Envasados individualmente en peel-pack.  
Cajas de 12 unidades.

## Sistemas de luz fría:

150x BOB R-OM. Apto para las referencias: 00190003, 00190004, 00190005



**00190021 LUZ PROTOSCOPIO 150x BOB R-OM**  
Fuente de luz compacta, eficiente y económica.  
Tipo de lámpara: LED de 40 vatios  
Vida útil de la lámpara LED: 10.000 horas de trabajo  
Temperatura de color: 3000 K  
Sistema STORZ de fibra óptica (190012)


00190022 REC.CABLE FIBRA OPTICA 1,8mt



## Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	
19.00.12	ADAPTADOR PARA SISTEMA LUZ MORGAN/STROTZ SYSTEMS	
19.00.13	ADAPTADOR PARA SISTEMA LUZ HEINE SYSTEMS	
19.00.18	ADAPTADOR PARA SISTEMA LUZ WELCH ALLYN SYSTEMS	
19.00.19	ADAPTADOR PARA SISTEMA LUZ PARBUCH/FOGLESS	
19.00.20	ADAPTADOR PARA SISTEMA LUZ WOOLF SYSTEMS	
19.00.21	LUZ PROTOSCOPIO 150x BOB R-OM	240mmx235mmx80mm 2,8kg.
19.00.22	REC.CABLE FIBRA OPTICA 1,8mt	

# Tapón para sonda



REV.B190517

1/1



STERILE EO

**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.



## REFERENCIAS

00200007  
00200008

## TAPÓN PARA Sonda MULTIMEDIDA

### Descripción:

Modelo multimedia. Fabricado en plástico color verde. Atóxico. Con una sola medida dispone de estrias escéntricas para adaptarse a multitud de sondas, tubos, etc...



### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	MEDIDA (Largo x Ø Máx. Ø Min)	COLOR	BOLSA/CAJITA	CAJA
20.00.07	TAPON Sonda NO ESTERIL	61mm x 13mm x 3mm	●	100	5.500
20.00.08	TAPON Sonda ESTERIL	61mm x 13mm x 3mm	●	450	4.500

#### Presentación:

A granel en bolsas de 100 unidades. Caja embalaje 5.500 unidades.

Estéril envasados individualmente en peel-pack en cajitas de 450 unidades. Caja embalaje de 4.500 unidades.

PRODUCTOS  
UN SOLO USO



Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

[www.quirosa.com](http://www.quirosa.com) ·  
[info@quirosa.com](mailto:info@quirosa.com)



**NOTA:**

Los productos QUIROSA están destinados a la  
venta para profesionales del ámbito sanitario y  
no al público en general.

Nuestros valores

Instalaciones


Productos

Fabricación

Referencias



# Torniquetes-Smarch



REV.B190517

1/1



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.



## REFERENCIAS

00210010  
00210510  
00210011  
00210012

## TORNIQUETES-SMARCH “SILICONA Y TEXTIL DE HEBILLA”

### Descripción:

Instrumento quirúrgico que permite detener la circulación sanguínea. Todos los modelos son libre de látex. El modelo color amarillo fabricado en polisopreno (caucho natural) con un tacto muy fino y opción de envasado estéril. El modelo color azul fabricado en silicona estriada por los dos lados para una mejor fijación. Cinta smarch de tejido con sistema de cierre por hebilla de plástico muy seguro y fácil de cerrar, color Azul y hebilla blanca.



21.00.10



21.00.11



21.05.10 Individual estéril



21.00.12

### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción		MATERIAL	COLOR	MEDIDA (LARGO x ANCHO)	BOLSA	CAJA
21.00.10	CINTA SMARCH TORNIQUETE	PLSP.	POLISOPRENO	●	48cm x 17mm	25	500
21.05.10	CINTA SMARCH TORNIQUETE	PLSP. ESTERIL	POLISOPRENO	●	48cm x 17mm	120	1.200
21.00.11	CINTA SMARCH TORNIQUETE	PVC	PVC+SILICONADO	●	50cm x 20mm	10	1.000
21.00.12	CINTA SMARCH TORNIQUETE	HEBILLA	TEJIDO+HEBILLA	●	40cm x 25mm	1	50

### Presentación:

Modelo amarillo en bolsas de 25 unidades y en presentación estéril en peel-pack individual y cajas de 120 unidades.  
Modelo azul pvc-siliconado en bolsitas de 10 unidades.  
Modelo tejido por unidades.



PRODUCTOS DE  
EMERGENCIA



Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

[www.quirosa.com](http://www.quirosa.com) ·  
[info@quirosa.com](mailto:info@quirosa.com)



00210010




00210510  
PRESENTACIÓN  
ESTÉRIL

**NOTA:**

Los productos QUIROSA están destinados a la  
venta para profesionales del ámbito sanitario y  
no al público en general.

# Mascarillas reanimación

boca-boca



REV.B.190517

1/4



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.



## REFERENCIAS

00210001  
00210002  
00210003  
00210004  
00210005  
00210006  
00210007  
00210008

## MASCARILLAS BOCA-BOCA “PRIMEROS AUXÍLIOS”

### Descripción:

Máscara para efectuar la respiración boca-boca al auxiliado. Se compone de una válvula anti-retorno entre la mascarilla y el tubo de respiración. Mascarillas para resucitador manual (balón de reanimación) y anestesia, hinchables con válvula de seguridad, de pvc anti alérgicas, compatibles con equipos de ventilación asistida. (Reanimadores manuales). Resucitador/Reanimador manual de fácil manejo.

Modelos:

**CPR, Bolsillo, Handy-Type**



## Instrucciones de uso genéricas

### MODO DE EMPLEO:


Coloque a la persona auxiliada boca arriba con la cabeza hacia atrás de forma que su barbilla quede en una posición elevada respecto de su frente. Es conveniente colocar una manta enrollada, cojín o la misma mano, debajo de sus hombros para que la abertura de los conductos respiratorios sea óptima. Una vez abiertas y despejadas las vías respiratorias del auxiliado, colocar el equipo de válvula/máscara sobre la nariz y la boca de la víctima, y comience inmediatamente la respiración artificial con un ritmo inicial de 2 insuflados lentos (de 1 a 1,5 segundos de duración cada uno) en la boquilla, seguido de 10 a 15 insuflados por minuto. Esto debería inflar los pulmones de la víctima y ensanchar la cavidad torácica, haciendo que el aire espirado de la víctima se escape por el orificio lateral de la válvula.

### ADVERTENCIA:


"QUIROSA, S.A." no se hace responsable del mal funcionamiento, daños o desperfectos que resulten de la alteración, almacenaje indebido, o bajo condiciones ambientales adversas, así como el empleo incorrecto de la mascarilla por personal no cualificado.



## Instrucciones específicas



1. Escoger la mascarilla del tamaño adecuado. Montar la mascarilla con la válvula y la boquilla.



2. Ajustar el resucitador sobre la nariz y boca del paciente y colocar la cinta elástica. Sujetar la mascarilla con firmeza mientras se inclina hacia atrás la cabeza del paciente para facilitar el paso del aire.



3. Hacer dos expiraciones lentas y vigilar la subida del tórax del paciente. Cuando baje el tórax, proseguir con un ciclo de expirador regular de 10 a 15 veces por minuto.

**EN CASO DE NIÑOS LA EXPIRADA DEBE SER MÁS PEQUEÑAS Y FRECUENTE**

PRODUCTOS DE EMERGENCIA

  
**quirosa,s.a.**

Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com




2/4



#### NOTA:

Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

## Mascarillas reanimación



REV.B190517

3/4



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.



### REFERENCIAS

00210001  
00210002  
00210003  
00210004  
00210005  
00210006  
00210007  
00210008

## MODELO CPR MASCARILLA REANIMACIÓN CPR /ESTUCHE

### Descripción:

Mascarilla que sirve tanto para adultos como para niños. Con conector para oxígeno. No contiene Latex. Válvula de aislamiento total. Desmontable y esterilizable.



21.00.01/21.00.02  
Mascarilla Reanimación CPR



21.00.02  
Mascarilla  
Reanimación  
CPR con estuche



21.00.06  
TUBO ALARGO 6"  
MASCARILLA CPR  
(opcional)



21.00.07  
BOQUILLA  
MASCARILLA  
CPR 18mm  
(opcional)



21.00.08  
ADAPTADOR TUBO  
MASCARILLA CPR  
(opcional)

### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	MODELO	CAJA EMBALAJE
21.00.01	MASCARILLA REANIMACION	CPR	160
21.00.02	MASCARILLA REANIMACION	CPR CON ESTUCHE	128
21.00.06	TUBO 6" ALARGADOR BOQUILLA	CPR (Accesorio)	1
21.00.07	BOQUILLA MASCARILLA	CPR (Accesorio)	1
21.00.08	ADAPTADOR TUBO A MASCARILLA	CPR (Accesorio) Apto ref. 210006	1

**Presentación:**  
Por unidades

## MODELO BOLSILLO

### MASCARILLA REANIMACIÓN

#### Descripción:

Dispositivo de reanimación compuesto por una lámina plástica y válvula antirretorno. De un solo uso. Constituye una barrera eficaz frente posibles infecciones o contaminaciones. Material: plástico. No contiene Latex. Válvula de flujo de aire unidireccional. Tamaño plegada: 5 x 5 x 1,5cm. Tamaño desplegada: 20 x 20cm. Tamaño Estuche: 4,5 x 4,5 cm. Muy fácil de utilizar. Un solo uso.



21.00.03  
Mascarilla Boca-Boca  
Envase en cajita cartón



21.00.04  
Mascarilla Boca-Boca  
con estuche llavero

#### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	MODELO	CAJA EMBALAJE
21.00.03	MASCARILLA REANIMACION	BOLSILLO	100
21.00.04	MASCARILLA REANIMACION	BOLSILLO CON ESTUCHE	200

**Presentación:**  
Por unidades

## MODELO HANDY-TYPE

### MASCARILLA REANIMACIÓN

#### Descripción:

Material: plástico. No contiene Latex. Válvula de flujo de aire bidireccional. (Tejido). Tamaño plegada: 2 x 2 x 0,4cm. Tamaño desplegada: 30 x 20cm. Tamaño Envase: 6 x 6 x 0,5cm. Muy fácil de utilizar. Un solo uso.



21.00.05  
Mascarilla Handy-Type  
Envase en blister

#### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	MODELO	CAJA EMBALAJE
21.00.05	MASCARILLA REANIMACION	HANDY TYPE	200

**Presentación:**  
Por unidades

PRODUCTOS DE  
EMERGENCIA



Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com




4/4



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la  
venta para profesionales del ámbito sanitario y  
no al público en general.

# Mascarillas Ventilación



REV.D.051124

1/4



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

  
**quirosa,s.a.**

## REFERENCIAS

00210100  
00210101  
00210102  
00210103  
00210104  
00210105

## MASCARILLAS VENTILACIÓN “PRIMEROS AUXILIOS”

### Descripción:

Mascarillas para resucitador manual (balón de reanimación), hinchables con válvula de seguridad, de pvc anti alérgicas, compatibles con equipos de ventilación asistida. resucitadores manuales. Mascarillas para resucitador manual de pvc antialérgicas, compatibles con equipos de ventilación asistida y también hinchables con válvula de hinchado. El borde externo se puede hinchar para conseguir una mayor eficacia en el sellado de la cara del paciente. Mascarillas de silicona antialérgicas, libres de látex. Esterilizables por autoclave hasta 134 °C. Compatibles con equipos de ventilación asistida.

### Modelos:

**Mascarilla ventilación con válvula, Mascarilla ventilación**



## MASCARILLAS VENTILACIÓN “PRIMEROS AUXILIOS”

Material: PVC,HDPE sin válvula de hinchado

### Descripción:



#0  
Mascarilla NEONATO



#1  
Mascarilla BEBÉ



#2  
Mascarilla PEDIÁTRICA



#3  
Mascarilla NIÑO



#4  
Mascarilla ADULTO



#5  
Mascarilla ADULTO L

### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	NÚMERO	BOQUILLA	MATERIAL	COLOR	CAJA
21.01.00	MASCARILLA VENTILACION	#0	15 mm.	PVC/HDPE	○	30
21.01.01	MASCARILLA VENTILACION	#1	15 mm.	PVC/HDPE	●	30
21.01.02	MASCARILLA VENTILACION	#2	22 mm.	PVC/HDPE	●	30
21.01.03	MASCARILLA VENTILACION	#3	22 mm.	PVC/HDPE	●	30
21.01.04	MASCARILLA VENTILACION	#4	22 mm.	PVC/HDPE	●	30
21.01.05	MASCARILLA VENTILACION	#5	22 mm.	PVC/HDPE	●	30

#### Presentación:

Por unidades

PRODUCTOS DE  
EMERGENCIA



Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com



2/4




Nº	APTO PARA	BOQUILLA
#0	NEONATO	15 mm.
#1	BEBÉ	15 mm.
#2	PEDIÁTRICA	22 mm.
#3	NIÑO	22 mm.
#4	ADULTO	22 mm.
#5	ADULTO L	22 mm.

#### NOTA:

Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.



## Mascarillas ventilación



3/4

REV.D.051124



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.



### REFERENCIAS

00210110  
00210111  
00210112  
00210113  
00210114  
00210115  
00210120  
00210121  
00210122  
00210123  
00210124  
00210125  
00210133  
00210134  
00210135

## MASCARILLAS VENTILACIÓN “PRIMEROS AUXILIOS”


Material: PVC,HDPE con válvula de hinchado



#0  
Mascarilla NEONATO



#1  
Mascarilla BEBÉ




#2  
Mascarilla PEDIÁTRICA



#3  
Mascarilla NIÑO



#4  
Mascarilla ADULTO



#5  
Mascarilla ADULTO L

### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	NÚMERO	BOQUILLA	MATERIAL	COLOR	CAJA
21.01.10	MASCARILLA VENTILACION CON VÁLVULA	#0	15 mm.	PVC/HDPE	○	30
21.01.11	MASCARILLA VENTILACION CON VÁLVULA	#1	15 mm.	PVC/HDPE	●	30
21.01.12	MASCARILLA VENTILACION CON VÁLVULA	#2	22 mm.	PVC/HDPE	●	30
21.01.13	MASCARILLA VENTILACION CON VÁLVULA	#3	22 mm.	PVC/HDPE	●	30
21.01.14	MASCARILLA VENTILACION CON VÁLVULA	#4	22 mm.	PVC/HDPE	●	30
21.01.15	MASCARILLA VENTILACION CON VÁLVULA	#5	22 mm.	PVC/HDPE	●	30

**Presentación:**  
Por unidades

## MASCARILLAS VENTILACIÓN “PRIMEROS AUXILIOS”

Material: SILICONA sin válvula de hinchado  
(Esterilizable por autoclave)



#0  
Mascarilla NEONATO



#1  
Mascarilla BEBÉ



#2  
Mascarilla PEDIÁTRICA



#3  
Mascarilla NIÑO



#4  
Mascarilla ADULTO



#5  
Mascarilla ADULTO L

## Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	NÚMERO	BOQUILLA	MATERIAL	CAJA
21.01.20	MASCARILLA VENTILACION	#0	15 mm.	SILICONA	30
21.01.21	MASCARILLA VENTILACION	#1	15 mm.	SILICONA	30
21.01.22	MASCARILLA VENTILACION	#2	22 mm.	SILICONA	30
21.01.23	MASCARILLA VENTILACION	#3	22 mm.	SILICONA	30
21.01.24	MASCARILLA VENTILACION	#4	22 mm.	SILICONA	30
21.01.25	MASCARILLA VENTILACION	#5	22 mm.	SILICONA	30


**Presentación:**  
Por unidades

## MASCARILLAS VENTILACIÓN “PRIMEROS AUXILIOS”

Material: SILICONA con válvula de hinchado  
(Esterilizable por autoclave)



#3  
Mascarilla NIÑO



#4  
Mascarilla ADULTO



#5  
Mascarilla ADULTO L

## Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	NÚMERO	BOQUILLA	MATERIAL	CAJA
21.01.33	MASCARILLA VENTILACION CON VÁLVULA	#3	22 mm.	SILICONA	30
21.01.34	MASCARILLA VENTILACION CON VÁLVULA	#4	22 mm.	SILICONA	30
21.01.35	MASCARILLA VENTILACION CON VÁLVULA	#5	22 mm.	SILICONA	30

**Presentación:**  
Por unidades

## PRODUCTOS DE EMERGENCIA



Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com




4/4



## Dimensiones boquilla

Nº	APTO PARA	BOQUILLA
#0	NEONATO	15 mm.
#1	BEBÉ	15 mm.
#2	PEDIÁTRICA	22 mm.
#3	NIÑO	22 mm.
#4	ADULTO	22 mm.
#5	ADULTO L	22 mm.

## Dimensiones mascarilla




ref. num.	D1mm	D2mm	D3mm
21.01.00	64	54	48,1
21.01.01	79	67	57
21.01.02	95	79	69
21.01.03	109	86	73
21.01.04	125	101	82
21.01.05	134	107	86
21.01.10	64,5	54,6	47,8
21.01.11	79,1	67	55,6
21.01.12	95	79,3	69,4
21.01.13	111	86	74,6
21.01.14	125,9	101,2	82,2
21.01.15	131	108	86,5

## NOTA:

Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

# Resucitadores manuales



REV.D.15022023

1/2



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

**QUIROSA, S.A.**

## REFERENCIAS

00210201  
00210202  
00210203  
00210204  
00210211  
00210212  
00210213  
00210231  
00210232  
00210301  
00210302  
00210303  
00210304  
00210305  
00210306  
00210307  
00210308

## RESUCITADORES MANUALES “PRIMEROS AUXILIOS”

### Descripción:

Resucitador manual de fácil manejo. El resucitador manual permite añadir oxígeno a la ventilación alcanzando concentraciones superiores al 60%, según la cantidad de litros por minuto de oxígeno que se suministre. Disponen de un montaje fácil y sin fallos. Todas las conexiones cumplen con las normas ISO. Disponible en tres tamaños: adulto, niño, bebé. que cubren una amplia gama de volúmenes corrientes. La válvula entre las mascarilla y el resucitador es antiretorno. También disponemos de modelos con válvula Peep.

### Modelos:

## Resucitador manual de PVC, resucitador manual de silicona RESUCITADORES MANUALES “PRIMEROS AUXILIOS” PVC:

### Descripción:

Resucitador manual fabricado en PVC, PC, PE, con válvula de sobre presión, se suministra en bolsa, mascarilla, alargadera toma de oxígeno, con reservorio. Solo para uso sanitario, no esterilizable en autoclave y no valido para uso en quirófano. Desinfectable y lavable en frío.



21.02.01



21.02.02



21.02.03



21.02.04  
ADULTO CON VÁLVULA PEEP



Válvula Peep de alta Precisión permite mantener una presión positiva dentro del pulmón y se puede ajustar la resistencia desde 5 hasta 20 mbar o milibares o centímetros de H<sub>2</sub>O cm

### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	número	mascarilla	boquilla	material	balón	reservorio	W/POP-OFF	caja
21.02.01	RESUCITADOR	ADULTO	#5	22	PVC	1500 ml	2500 ml	60 cm	12
21.02.02	RESUCITADOR	NIÑO	#3	22	PVC	450 ml	2500 ml	40 cm	12
21.02.03	RESUCITADOR	BEBÉ	#1	15	PVC	280 ml	600 ml	40 cm	12

### MODELO CON VÁLVULA PEEP 5-20cm H<sub>2</sub>O

ref. num.	descripción	número	mascarilla	boquilla	material	balón	reservorio	W/POP-OFF	caja
21.02.04	RESUCITADOR V/PEEP	ADULTO	#5	22	PVC	1500 ml	2500 ml	60 cm	12

### Presentación:

Por unidades

## RESUCITADORES MANUALES “PRIMEROS AUXILIOS” SILICONA (Esterilizable por autoclave):

### Descripción:

Resucitador manual fabricado en Silicona, PVC, PSF, PE, con válvula de sobre presión, se suministra en bolsa, mascarilla, alargadera toma de oxígeno, con reservorio. Solo para uso sanitario, esterilizable en autoclave. Desinfectable y lavable en frío.



21.02.11



21.02.12



21.02.13



21.02.31



21.02.32



21.03.01/02

21.03.03



21.03.07/08

### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	número	mascarilla	boquilla	material	balón	reservorio	W/POP-OFF	caja
21.02.11	RESUCITADOR	ADULTO	#5	22	SILICONA	1500 ml	2500 ml	60 cm	12
21.02.12	RESUCITADOR	NIÑO	#3	22	SILICONA	450 ml	2500 ml	40 cm	12
21.02.13	RESUCITADOR	BEBÉ	#1	15	SILICONA	280 ml	600 ml	40 cm	12
21.02.31	RESUCITADOR	ADULTO	C/VALV.#5	22	SILICONA	1500 ml	2500 ml	60 cm	12
21.02.32	RESUCITADOR	NIÑO	C/VALV.#3	22	SILICONA	450 ml	2500 ml	40 cm	12

#### Presentación:

Por unidades

### Recambios:

ref. num.	descripción	número	material	reservorio
21.03.01	REC. RESERVORIO	ADULTO	PVC	2500 ml
21.03.02	REC. RESERVORIO	ADULTO	PVC	600 ml
21.03.03	REC. VÁLVULA INTAKE VALVE	INTAKE		
21.03.04	TUBO OXIGENO 2mt. RESUCITADOR	2 metros		
21.03.05	REC. BALON A. SILICONA 1500ml	ADULTO	SILICONA	1500ml
21.03.06	REC. BALON A. SILICONA 450ml	NIÑO	SILICONA	450ml
21.03.07	REC. VALVULA PSD W/POP-OFF 60cm	15mm ID/22mm OD		
21.03.08	REC. VALVULA PSD W/POP-OFF 40cm	15mm ID/22mm OD		

#### Presentación:

Por unidades

PRODUCTOS DE  
EMERGENCIA

  
**quirosa,s.a.**

Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com




2/2



#### NOTA:

Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

# Esfigmomanómetros



REV.B190517

1/4



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

**QUIROSA, S.A.**

## REFERENCIAS

00220002  
00220008  
00220013  
00220016  
00220208

## ESFIGMOMANÓMETROS “ANEROIDES, HANDY”

### Descripción:

El Esfigmomanómetro es un aparato de diagnóstico para medir la presión arterial de la sangre en el cuerpo humano. Modelos aneroides, handy y mercurio. Disponemos de toda la gamma en recambios y también recambios SIN LATEX. Todos los modelos disponen de marcado CE e instrucciones.

Modelos:

**Aneroides, Handy.**

## ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDES (2 SALIDAS)

### Descripción:

Modelo aneroide.  
Manguito con cámara de dos salidas.  
Modelos con o sin anilla de sujeción.  
**Escala de medición:** 20-300 mm Hg.

**Manguito:** Velcro de Nylon, adulto de 50x14cm.  
La cámara contiene Látex.  
Disponemos de cámaras sin látex.  
**Estuche:** Negro con cremallera de skay.



22.00.08



22.00.09

Diámetro soporte ruedas: 43 cm  
Altura Mínima: 81 cm  
Altura Máxima: 125cm.

### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	manguito	modelo	caja embalaje
22.00.02	ESFIGMO. ANEROIDE ADULTO CON FONENDO	500 x 140mm	CON ANILLA	50
22.00.08	ESFIGMO. ANEROIDE ADULTO	500 x 140mm	SIN ANILLA	50
22.00.13	ESFIGMO. ANEROIDE OBESO	620 x 170mm	SIN ANILLA	50
22.00.16	ESFIGMO. ANEROIDE "CLOCK DESK" STAND MODEL	500 x 140mm	SIN ANILLA	18
22.02.08	ESFIGMO. ANEROIDE SIN LATEX ADULTO	500 x 140mm	SIN ANILLA	50

(sin anilla) = Manguito sin anilla para sujeción

#### Presentación:

Por unidades

Disponemos de toda la gama de recambios y recambios sin látex.

CE  
0197

PRODUCTOS DE  
DIAGNÓSTICO



Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

[www.quirosa.com](http://www.quirosa.com) ·  
[info@quirosa.com](mailto:info@quirosa.com)



2/3




NOTA:

Los productos QUIROSA están destinados a la  
venta para profesionales del ámbito sanitario y  
no al público en general.



Esfigmomanómetros  
y recambios.



REV.B190517

3/4



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están des-  
tinados a la venta para profesionales  
del ámbito sanitario y no al público  
en general.



## REFERENCIAS

002200XX  
002202XX

## RECAMBIOS ESFIGMOMANÓMETROS

### Referencias y medidas:

#### MANGUITOS CON CÁMARA 2 SALIDAS (Aneroide)

ref. num.	descripción	modelo	manguito	bolsa	caja
22.00.64	REC. MANGUITO ANEROIDE ADULTO	NYLON, CON ANILLA	500 x 140mm	5	60
22.00.66	REC. MANGUITO ANEROIDE ADULTO	NYLON, SIN ANILLA	500 x 140mm	5	125
22.00.70	REC. MANGUITO ANEROIDE BEBE	NYLON, SIN ANILLA, 1-5 AÑOS	330 x 50mm	10	100
22.00.71	REC. MANGUITO ANEROIDE NIÑO	NYLON, SIN ANILLA, 5-9 AÑOS	380 x 70mm	5	100
22.00.72	REC. MANGUITO ANEROIDE OBESO	NYLON, SIN ANILLA	620 x 170mm	5	100
22.02.66	REC. MANGUITO ANEROIDE ADULTO	<b>SIN LATEX</b> , NYLON, SIN ANILLA	500 x 140mm	5	125
22.02.70	REC. MANGUITO ANEROIDE BEBE	<b>SIN LATEX</b> , NYLON, SIN ANILLA, 1-5 AÑOS	330 x 50mm	5	100
22.02.71	REC. MANGUITO ANEROIDE NIÑO	<b>SIN LATEX</b> , NYLON, SIN ANILLA, 5-9 AÑOS	380 x 170mm	5	60
22.02.72	REC. MANGUITO ANEROIDE OBESO	<b>SIN LATEX</b> , NYLON, SIN ANILLA	620 x 170mm	5	100

#### MANGUITOS CON CÁMARA 1 SALIDA (Handy)

ref. num.	descripción	modelo	manguito	bolsa	caja
22.00.65	REC. MANGUITO HANDY ADULTO	NYLON, SIN ANILLA	500 x 140mm	5	125
22.00.73	REC. MANGUITO HANDY BEBÉ	NYLON, SIN ANILLA, 1-5 AÑOS	330 x 50mm	10	200
22.00.74	REC. MANGUITO HANDY NIÑO	NYLON, SIN ANILLA, 5-9 AÑOS	380 x 70mm	10	200
22.00.75	REC. MANGUITO HANDY OBESO	NYLON, SIN ANILLA	620 x 170mm	5	100
22.00.76	REC. MANGUITO HANDY ADULTO	NYLON, CON ANILLA	500 x 140mm	5	125
22.02.65	REC. MANGUITO HANDY ADULTO	<b>SIN LATEX</b> , NYLON, SIN ANILLA	500 x 140mm	5	125
22.02.73	REC. MANGUITO HANDY BEBE	<b>SIN LATEX</b> , NYLON, SIN ANILLA, 1-5 AÑOS	330 x 50mm	5	60
22.02.74	REC. MANGUITO HANDY NIÑO	<b>SIN LATEX</b> , NYLON, SIN ANILLA, 5-9 AÑOS	380 x 70mm	5	100
22.02.75	REC. MANGUITO HANDY OBESO	<b>SIN LATEX</b> , NYLON, SIN ANILLA	620 x 170mm	5	50

#### MANGUITOS SIN CÁMARA

ref. num.	descripción	modelo	manguito	bolsa	caja
22.00.60	REC. MANGUITO ANEROIDE ADULTO	NYLON, SIN ANILLA	500 x 140mm	10	100
22.00.62	REC. MANGUITO ANEROIDE ADULTO	NYLON, CON ANILLA	500 x 140mm	10	100
22.00.67	REC. MANGUITO ANEROIDE BEBE	NYLON, SIN ANILLA, 1-5 AÑOS	330 x 50mm	1	-
22.00.68	REC. MANGUITO ANEROIDE NIÑO	NYLON, SIN ANILLA, 5-9 AÑOS	380 x 70mm	1	-
22.00.69	REC. MANGUITO ANEROIDE OBESO	NYLON, SIN ANILLA	620 x 170mm	1	-

#### CÁMARAS SUELTAS

ref. num.	descripción	modelo	manguito	bolsa	caja
22.00.80	REC. CAMARA ANEROIDE ADULTO	2 SALIDA	480 x 120mm	10	150
22.00.81	REC. CAMARA HANDY ADULTO	1 SALIDA	480 x 120mm	10	120
22.00.82	REC. CAMARA HANDY BEBE	1 SALIDA	330 x 50mm	10	200
22.00.84	REC. CAMARA ANEROIDE OBESO	2 SALIDA	315 x 145mm	10	200
22.00.85	REC. CAMARA HANDY OBESO	1 SALIDA	315 x 145mm	10	200
22.02.80	REC. CAMARA ANEROIDE ADULTO	<b>SIN LATEX</b> , PVC, 2 SALIDA	480 x 120mm	10	120
22.02.81	REC. CAMARA HANDY ADULTO	<b>SIN LATEX</b> , PVC, 1 SALIDA	480 x 120mm	10	120

#### PERAS, VÁLVULAS, ESFERAS, TUBOS y ESTUCHES

ref. num.	descripción	modelo	medida	bolsa	caja
22.00.50	REC. PERA + VALVULA "GRIFO"	PERA CON LÁTEX	110 x 45mm	10	500
22.00.51	REC. PERA ESFIGMO	SIN VÁLVULA	90 x 45mm	10	500
22.00.52	REC. VALVULA ESFIGMO "GRIFO"		30x20mm	5	500
22.00.54	REC. ESFERA MANOMETRO	ANEROIDE, ALUMINIO	Ø 51mm	1	50
22.00.55	REC. TUBO ESPIRAL 2,50m.	2,50 mt.	250cm	5	250
22.00.56	REC. ESTUCHE ESFIGMO ANEROIDE	NEGRO, PIEL	175x100x60mm	1	200
22.02.50	REC. PERA + VALVULA "GRIFO"	<b>SIN LÁTEX</b> .	110 x 45mm	10	500
22.02.51	REC. PERA ESFIGMO	<b>SIN LÁTEX</b> . SIN VÁLVULA	90 x 45mm	10	500





Recambios manguitos con ó sin camara para bebé, niño, adulto y obeso.  
Con látex y sin látex.



22.00.80



22.00.81



22.00.55



22.00.54



22.00.52



22.00.56



22.00.50



PRODUCTOS DE  
DIAGNÓSTICO




Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la  
venta para profesionales del ámbito sanitario y  
no al público en general.

# Fonendoscopios



REV.B.190517

1/2



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.



## REFERENCIAS

00220101  
00220102  
00220103  
00220110  
00220111  
00220112  
00220113  
00220114  
00220115  
00220116  
00220117  
00220118  
00220119  
00220122  
00220124  
00220125

## Fonendoscopios “simple y doble campana”

### Descripción:

Quirosa presenta un gama completa de fonendoscopios garantizados mediante la marca CE. Ofrecen un alto grado de calidad compitiendo con modelos de similar categoría. Se venden en cajas individuales para su fácil transporte. Estos modelos disponen de un aro de plástico en la campana para evitar el contacto directo de la piel con el metal. Campana fabricada en aluminio anodizado.

### Modelos:

#### Simple y doble campana.



PRODUCTOS DE  
DIAGNÓSTICO

Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com



2/2



## Modelos:



22.01.01 S-MODEL "Campana Simple"



22.01.02 D-MODEL "Campana Doble"



22.01.03 D-MODEL "Campana Doble Pediátrico"



Recambio tubo de colores.

## Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	modelo	modelo	envase	caja embalaje
22.01.01	FONENDO CAMPANA	SIMPLE	● TUBO NEGRO	1	100
22.01.02	FONENDO CAMPANA	DOBLE	● TUBO NEGRO	1	100
22.01.03	FONENDO CAMPANA	DOBLE PEDIÁTRICO	● TUBO NEGRO	1	100

## Presentación:

Por unidades en cajita gris individual. Caja embalaje de 100 unidades.

## RECAMBIOS ESFIGMOMANÓMETROS

## Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	modelo	material	envase	caja embalaje
22.01.14	RECAMBIO TUBO EN "Y"	FONENDO	●	1	10
22.01.15	RECAMBIO TUBO EN "Y"	FONENDO	●	1	10
22.01.16	RECAMBIO TUBO EN "Y"	FONENDO	●	1	10
22.01.17	RECAMBIO TUBO EN "Y"	FONENDO	●	1	10
22.01.25	RECAMBIO TUBO EN "Y"	FONENDO	●	1	10
22.01.22	RECAMBIO FONENDO	MEMBRANA CAMPANA	○	10	
22.01.10	RECAMBIO FONENDO	«ARCO CON OLIVAS»	● ALUMINIO	10	200
22.01.11	RECAMBIO FONENDO	«CAMPANA PEDIATRICO SIMPLE»	● ALUMINIO	1	5
22.01.19	RECAMBIO FONENDO	«CAMPANA PEDIATRICO DOBLE»	● ALUMINIO	1	
22.01.12	RECAMBIO FONENDO	«CAMPANA SIMPLE»	● ALUMINIO	5	125
22.01.13	RECAMBIO FONENDO	«CAMPANA DOBLE»	● ALUMINIO	5	100
22.01.18	RECAMBIO FONENDO	«OLIVAS» (par)	○ PLÁSTICO	50	500
22.01.24	RECAMBIO FONENDO	«OLIVAS» (par)	● GOMA	1	

## Presentación:

por unidades/envase.




Ningbo UNIMED Medical Instrument Co., Ltd.  
26 Laoshan Road, Beilun, Ningbo, China



## NOTA:

Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

# Bolsa orina



REV.C.280325

1/1



STERILE EO

R

**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.



## REFERENCIAS

00230103

## BOLSA ORINA “PEDIÁTRICA-UNISEX”

### Descripción:

Bolsa recolectora de orina pediátrica unisex, en material plástico (PE), con adhesivo, calibrada y en envase individual. Capacidad 100cc. Transparente y graduada a intervalos de 10 cc. Indicadas para la recogida de orina en pacientes pediátricos no sondados. Permite un óptimo control visual de la orina. Doble soldadura de seguridad: Proporciona una total estanqueidad frente a líquidos y olores. Adhesivo hipoalérgico: Minimiza el riesgo de alergias e irritaciones cutáneas. Zona de apoyo confortable y atraumática.

Modelos sin válvula antiretorno de la orina.

La versión de 100cc se presenta estéril. El modelo sin válvula dispone de una esponja protectora junto con el adhesivo para minimizar un posible retorno de orina por movimiento.

Modelos:

**Sin válvula** antiretorno de la orina.



23.01.03  
BOLSA DE ORINA PEDIATRICA  
100cm<sup>3</sup> - ESTÉRIL (OE)

### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	capacidad		(ancho x largo)	caja	embalaje
23.01.03	BOLSA ORINA PEDIÁTRICA	100 cm <sup>3</sup>	ESTÉRIL	70 x 180 mm	100	3000

### Presentación:

Envasados individualmente y también estériles.

PRODUCTOS  
UN SOLO USO



Pol. Ind. Santa M<sup>a</sup> Artés ·  
C/ Sant Antoni M<sup>a</sup> Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

[www.quirosa.com](http://www.quirosa.com) ·  
[info@quirosa.com](mailto:info@quirosa.com)



**NOTA:**

Los productos QUIROSA están destinados a la  
venta para profesionales del ámbito sanitario y  
no al público en general.

Nuestros valores


Instalaciones

Productos

Fabricación

Referencias

# Soporte bolsa orina



REV.C.090523

1/1



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.



## REFERENCIAS

00230104  
00230107

## SOPORTES DE CAMA PARA BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA

### Descripción:

Modelos Standard. Aptos para bolsa de orina modelo adulto y pediátrico.

### Modelos:

**Acero inoxidable cromado, modelo zincado y modelo plástico.**



23.01.04  
SOPORTE BOLSA DE ORINA  
(Zincado)



23.01.07  
SOPORTE BOLSA DE ORINA  
(Plástico - doble posición)

### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	(ancho x largo)	altura	paquetes	embalaje
23.01.04	SOPORTE BOLSA ORINA ZINCADO	160 x 65 mm	110 mm	10	400
23.01.07	SOPORTE BOLSA ORINA PLÁSTICO	160 x 10 mm	100 mm	100	500

### Presentación:

Por unidades de paquete o caja embalaje.

PRODUCTOS  
UN SOLO USO



Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

[www.quirosa.com](http://www.quirosa.com) ·  
[info@quirosa.com](mailto:info@quirosa.com)



**NOTA:**

Los productos QUIROSA están destinados a la  
venta para profesionales del ámbito sanitario y  
no al público en general.

Nuestros valores

Instalaciones


Productos

Fabricación

Referencias



# Soporte bolsa orina



REV.A.280325

1/1



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.



## REFERENCIAS

00230120

## DISPENSADOR GUANTES PARED INOX - TRIPLE

Dispensador de Acero Inoxidable AISI 304 para cajas de guantes. En formato triple, colocación horizontal o vertical, con capacidad para 3 cajas de guantes.  
Dispensador para 3 cajas con marca S, M y L en el lateral. Medidas: 252mmx95mmx377mm.

Modelos:

**Triple Acero inoxidable.**



## Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	(ancho x fondo)	altura	caja	embalaje
23.01.20	DISPENSADOR GUANTES PARED INOX	252 x 95 mm	377mm	1	20

### Presentación:

Por unidades.



Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·


[www.quirosa.com](http://www.quirosa.com) ·  
[info@quirosa.com](mailto:info@quirosa.com)



**NOTA:**

Los productos QUIROSA están destinados a la  
venta para profesionales del ámbito sanitario y  
no al público en general.

# Dermatomos y hojas



REVC.140225

1/2



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.



## REFERENCIAS

00240001  
00240002  
00240003  
00240102

## DERMATOMOS Y HOJAS “WATSON-COBBET-BRAITHWAITE”

### Descripción:



Los Dermatomos manuales Quirosa, son instrumentos de alta precisión y de la mejor calidad. Están fabricados a mano con una perfecta alineación, en acero inoxidable. Con varilla fija y regulable en centésimas de milímetro. Se presentan tres modelos (Watson, Braithwaite y Cobbett) que funcionan con el mismo tipo de hoja desechable. Son de sencillo manejo y ajuste, al mismo tiempo permiten una limpieza muy fácil.

Las Hojas dermatomo están fabricadas en doble acero, de carbono 800 HV y inoxidable 700 HV. Se emplean en dermatología, en cirugía de quemados para pequeños injertos.

Aptas para modelos Watson, Braithwaite, Cobbett y Rosenberg. Esterilizada por Rayos Gama.

### Modelos:

24.00.01

**WATSON:**

Es el más popular de los tres. Tiene una varilla fija que se desliza suavemente sobre la piel. Se regula la profundidad del corte ajustándolo desde 0.1mm a 1.0mm por mediación de dos tornillos de ajuste, uno en cada extremo de la hoja, lo cual permite una gran precisión en obtener un corte paralelo a la varilla en toda su longitud.

24.00.02

**COBBETT:**

Dispone de una varilla fija. El espesor del corte puede regularse de 0.1mm a 1.0mm. Tiene dos tornillos de ajuste, uno en cada extremo, que le dan una sección de corte muy paralela en toda la longitud de la varilla.

24.00.03

**BRAITHWAITE:**

Dispone de una varilla que gira sobre sí misma al deslizarse sobre la piel. El espesor del corte puede regularse de 0.1mm a 1.0mm. Tiene dos tornillos de ajuste, uno en cada extremo, que le dan una sección de corte muy paralela en toda la longitud de la varilla.

### Referencias y medidas:

24.01.02

## DERMATOMOS MANUALES

ref. num.	descripción	largo	Ø Ext.	Ø Int.	caja
24.00.01	DERMATOMO MODELO WATSON	303 mm	115mm	30mm	1
24.00.02	DERMATOMO MODELO COBBETT	303 mm	115mm	30mm	1
24.00.03	DERMATOMO MODELO BRAITHWAITE	303 mm	115mm	30mm	1

#### Presentación:

Dermatomos por unidades.

## HOJAS PARA DERMATOMOS:

ref. num.	descripción	dimensiones	paquetes	caja
24.01.02	HOJAS PARA DERMATOMO “PARAMOUNT”	157mm x 18mm x 0.25mm	10	200

#### Presentación:

Hojas dermatomo envasadas individualmente y estériles. Paquetes de 10 unidades.  
Caja embalaje 200 unidades.



24.00.01  
DERMATOMO MODELO WATSON  
MANGO DERECHO



24.01.02  
HOJAS PARA DERMATOMO "PARAMOUNT"  
157mm x 18mm x 0.25mm

## PRODUCTOS DE CIRUGÍA



Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·


[www.quirosa.com](http://www.quirosa.com) ·  
[info@quirosa.com](mailto:info@quirosa.com)



**STERILE R**

**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la  
venta para profesionales del ámbito sanitario y  
no al público en general.

# Rasuradoras



REV.A.280325

1/1



STERILE EO

**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.



## REFERENCIAS

00260001  
00260003  
00260101  
00260103  
00260201  
00260203



00260001

## RASURADORAS DESECHABLES CON PEINE

Modelos:

00260003

Capuchón protector: 00260001  
Polipropileno Moplen



Hoja:  
Acero Inmanchable Gin 5

Mango y soporte cuchilla:  
Poliestireno.

Corte por un solo lado.

Color Verde: una sola cuchilla y con peine (Marca Wilkinson).

Color Azul: doble cuchilla con peine.

La cabeza de la cuchilla está protegida con plástico protector

## CUCHILLA SIMPLE

Referencias y medidas:

ref. num.	descripción		ancho cuchilla	largo	modelo	caja	embalaje
26.00.01	RASURADORA WILKINSON	●	35 mm	10 cm	A GRANEL	100	1000
26.01.01	RASURADORA WILKINSON ESTERIL	●	35 mm	10 cm	ESTERIL	300	3000
26.02.01	RASURADORA WILKINSON ENVASADA	●	35 mm	10 cm	ENVASADA	300	3000

**Presentación:**

En cajitas a granel, envasadas individualmente y también estériles.

## CUCHILLA DOBLE

Referencias y medidas:

ref. num.	descripción		ancho cuchilla	largo	modelo	caja	embalaje
26.00.03	RASURADORA DOBLE CUCHILLA PEINE	●	2 x 35 mm	10 cm	A GRANEL	100	1500
26.01.03	RASURADORA DOBLE CUCHILLA PEINE ESTERIL	●	2 x 35 mm	10 cm	ESTERIL	300	3000
26.02.03	RASURADORA DOBLE CUCHILLA PEINE ENV.	●	2 x 35 mm	10 cm	ENVASADA	300	3000

**Presentación:**

En cajitas a granel, envasadas individualmente y también estériles.

PRODUCTOS  
UN SOLO USO



Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

[www.quirosa.com](http://www.quirosa.com) ·  
[info@quirosa.com](mailto:info@quirosa.com)



**NOTA:**

Los productos QUIROSA están destinados a la  
venta para profesionales del ámbito sanitario y  
no al público en general.

Nuestros valores


Instalaciones

Productos

Fabricación

Referencias

# Tubos de penrose



## TUBOS DE DRENAJE PENROSE “LÁTEX”

### Descripción:

En látex natural flexible. Se obtiene mediante inmersión del compuesto de látex natural y se fabrica en diferentes medidas. Su uso es variado: En incontinencia urinaria masculina, en asistencia en el drenaje de material fecal en operaciones de colostomía, en drenaje de heridas. El largo de la tira es de 45 cm

REV.C.080519

1/1



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.



### REFERENCIAS

00270209  
00270213  
00270219  
00270225  
00270232  
00270238



### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	color	ancho tubo	Ø interior	longitud	caja	embalaje
27.02.09	TUBO PENROSE LATEX	●	9,5 mm	Ø 1/4"	±45 cm.	50	500
27.02.13	TUBO PENROSE LATEX	●	13 mm	Ø 3/8"	±45 cm.	50	500
27.02.19	TUBO PENROSE LATEX	●	19 mm	Ø 1/2"	±45 cm.	50	500
27.02.25	TUBO PENROSE LATEX	●	25 mm	Ø 5/8"	±45 cm.	50	500
27.02.32	TUBO PENROSE LATEX	○	32 mm	Ø 3/4"	±45 cm.	50	500
27.02.38	TUBO PENROSE LATEX	●	38 mm	Ø 1"	±45 cm.	50	500

1 pulgada = 25,4 mm

#### Presentación:

Envasados individualmente y estériles. En cajas dispensadoras de 50 unidades.



PRODUCTOS  
UN SOLO USO



Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

[www.quirosa.com](http://www.quirosa.com) ·  
[info@quirosa.com](mailto:info@quirosa.com)



2/2

**NOTA:**

Los productos QUIROSA están destinados a la  
venta para profesionales del ámbito sanitario y  
no al público en general.

Nuestros valores


Instalaciones

Productos

Fabricación

Referencias

# Termómetro IR



REV.A160420

1/2



**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

  
**quirosa, s.a.**

## REFERENCIAS

00220301

## Termómetro Digital LCD infrarrojos sin contacto



### Descripción:

Termómetro de alta precisión sin contacto, tiene modo de temperatura persona, modo de temperatura de objeto y modo temperatura de habitación. Cuenta con conversión °C - °F, almacenamiento en memoria para 32 lecturas, apagado automático, pantalla LCD retroiluminada con cambio de color en función del grado de temperatura (normal, leve, alta), también dispone de alarma contra sobrecalentamiento. Mango ergonómico muy cómodo y peso del dispositivo muy ligero para evitar fatigas en largas horas de utilización.

**Certificado como producto sanitario (medical device) para utilizar en personas de cualquier edad.**

### Características:

El dispositivo viene preconfigurado con modo de temperatura para personas, pulsando el botón "mode" selecciona fácilmente la modalidad de toma: de persona, objeto o habitación (lugar) muy versátil para que usted mida la temperatura del cuerpo, objeto o lugar según sea necesario.

El modelo de lectura es por infrarrojos sin contacto. Adopta tecnología avanzada, no solo garantiza un resultado estable y confiable, sino que también reduce el riesgo de infección cruzada durante la medición.

Puede realizar múltiples mediciones sin parar por muchas tomas que se efectúen, otros dispositivos similares no pueden realizar más de quince lecturas simultáneamente.

Dispone de almacenamiento de datos: la temperatura medida se almacenará automáticamente hasta 32 memorias y permanecerá aunque este se cierra. Pantalla LCD con alerta de temperatura (fiebre) por retroiluminación en color, la luz de fondo cambiará de acuerdo con el resultado medido, una vez que se muestra en naranja o rojo, es alarma de temperatura leve o alta. Dispone de un ajuste para su recalibración de temperatura con otro termómetro para evitar falsos datos.

Apagado automático: la temperatura medida se mantendrá después de la medición, y una vez que no haya operación durante 30 segundos, el dispositivo se apagará automáticamente para ahorrar energía.

### Especificaciones técnicas:

Marca: Berrcom

Material: ABS

Mango ergonómico.

Precisión de la medición: 32,0°C-34,9°C ± 0,3 °C // 35,0°C-42,0°C ± 0,2 °C // 42,1°C - 43,0°C ± 0,6 °C

Rango de medición:

-Temperatura en modo corporal (persona): 32,0°C - 43,0°C con 3 colores según cambio:

LCD color VERDE (normal): ≤ 37,3°C

NARANJA (leve): 37,4°C - 38°C

ROJO (alta): ≥ 38,1°C

-Temperatura en modo superficie: 0°C-60°C

-Temperatura en modo habitación: 0°C-40°C

Modo visualización pantalla LCD: 0,1 °C

Resolución dispositivo: ± 0,3 °C

Función de recalibración.

Temperatura ambiente de funcionamiento: 10 ~ 40 °C

Temperatura de almacenamiento: 0 ~ 50 °C

Humedad Relativa: ≤ 85%

Distancia de medición: 3 ~ 5cm

Apagado automático: 30 segundos

Tiempo de respuesta: <1 segundo

°C/°F Seleccionable: Sí

Fuente de alimentación: DC3V - 2x1,5 V AA batería (no incluidas)

Consumo: ≤ 300mW

Grado protección: IP22

Tamaño del artículo: 155\*100\*40mm (Alto x Largo x Ancho)

Peso del artículo: 105g

Peso del paquete: 175g

Tamaño caja presentación: 171\*108\*52mm



22.03.01 TERMOMETRO DIGITAL  
LCD JXB-178 INFRAROJOS

## Modelo:



## PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO

**quirosa,s.a.**

Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com



2/2



## Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	modelo	medidas	envase	caja embalaje
22.03.01	TERMOMETRO DIGITAL LCD JXB-178	INFRAROJOS	155x100x40mm	1	50

### Presentación:

Por unidades en cajita individual.  
Caja embalaje de 50 unidades.



Apto para niños y adultos


CE  
0123

### NOTA:

Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

# Urímetro

500ml - 2600ml



REV.A05102022

1/2



CE  
0123

**NOTA:**  
Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

**QUIROSA, S.A.**

## REFERENCIAS

00240115

## BOLSA DRENAJE MEDIDOR ORINA - URÍMETRO 500ml - 2600ml

### Descripción:

La bolsa drenaje medidor de orina (urímetro) es un sistema de recolección cerrado estéril con una cámara de medición integral. El sistema de drenaje vertical y las válvulas de retención incorporadas garantizan que la cámara de medición se vacíe por completo una vez que se ha tomado la lectura para garantizar mediciones precisas, especialmente con una producción de orina baja.

Diseñado para facilitar la suspensión de la bolsa con un colgador doble reforzado. Abrazadera a la cama, bolsa anti-ventilación

Con válvula anti-reflujo, T-sap. Puerto de muestreo. Tubuladura flexible antidobleces.  
Libre de látex

Capacidad: 500ml+2600ml. Conector de muestreo, cámara doble, válvula en T, válvula de giro, doble suspensión con abrazadera, abrazadera de lámina.

Material: ABS, PVC, PE-PP

Normativa: 93/42/EEC on Medical Devices (MDD) & ISO13485



00240115 BOLSA DRENAJE MEDIDOR ORINA  
URÍMETRO


### Referencias y medidas:

ref. num.	descripción	Capacidad	Largo Tubo Drenaje	Envase	Caja Embalaje
24.0115	BOLSA DRENAJE MEDIDOR ORINA	500ml+2600ml	130cm	1 ud.	10 ud.


### Presentación:

Envasado individualmente en peel-pack. Estéril.  
Caja embalaje: 10 unidades.

## BOLSA DRENAJE MEDIDOR ORINA - URÍMETRO 500cc - 2600cc



- 1 - TAPÓN
- 2 - CONNECTOR
- 3 - CLIP SÁBANAS
- 4 - CUERDA DESLIZANTE
- 5 - TUBO
- 6 - COLGADOR DOBLE
- 7 - ABRAZADERA
- 8 - BOLSA 2600ml
- 9 - CONEXIÓN BOLSA
- 10 - VÁLVULA
- 11,12,13 - URÍMETRO 500ml
- 14 - FIJACIÓN GRIFO T
- 15 - VÁLVULA SALIDA
- 16 - TUBO CONEXIÓN GRIFO
- 17 - GRIFO "T"
- 18 - PLATINA PVC
- 19 - ABRAZADERA DESLIZANTE



PRODUCTOS  
UN SOLO USO

**quirosa,s.a.**

Pol. Ind. Santa Mª Artés ·  
C/ Sant Antoni Mª Claret, 41-43  
08271 ARTÉS - BARCELONA -  
SPAIN - EUROPE ·  
t.: +34 93.830.58.14 ·

www.quirosa.com ·  
info@quirosa.com



2/2



STERILE EO



Envase presentación.  
Peel-pack

### NOTA:

Los productos QUIROSA están destinados a la venta para profesionales del ámbito sanitario y no al público en general.

